

# Монитор пациента IntelliVue MX500

# Philips 866064 — технические данные

Монитор пациента IntelliVue MX500 представляет собой универсальное модульное решение для мониторинга, отвечающее широкому спектру требований. Монитор можно подключить к семейству многопараметрических измерительных модулей (МИС) Philips и их расширениям, сменным измерительным модулям и газоанализаторам IntelliVue с помощью технологии «plug-and-play». Имеются специальные конфигурации для работы в условиях анестезиологического, реанимационного, кардиологического отделений, отделения общего профиля, а также отделения неонатологии.

#### Характеристики

- Простой и понятный интерфейс.
- Простая иерархия меню обеспечивает быстрый доступ ко всем основным задачам мониторинга.
- Конфигурация экрана может быть легко изменена для отображения мониторируемых параметров.
- Функция перехода к предыдущему или следующему экрану обеспечивает доступ к последним используемым экранам, в том числе к трем экранам, в которые вносились изменения.
- Температура, рост и масса тела могут быть заданы по выбору в метрической или британской системе единиц измерения.



Показатели давления отображаются в кПа или в мм рт. ст. Показатели газов отображаются в кПа или в мм рт. ст.

- Управление данными пациента с использованием табличных и графических трендов; тренды высокого разрешения позволяют отслеживать изменения с учетом каждого сердечного сокращения.
- Расчеты показателей легочной вентиляции, гемодинамики и оксигенации, а также расчет лекарственных препаратов.
- Пользовательские или специализированные профили обеспечивают быстрый процесс работы.
- Защищенная патентами автоматическая установка пределов сигналов тревоги позволяет врачам повысить эффективность лечения.
- Функция наблюдения событий, включающая просмотр неонатальных событий (Neonatal Event Review (NER)), позволяет автоматически определять ухудшение состояния пациента.
- Система оценки по шкале раннего предупреждения Guardian Early Warning Scoring (EWS) позволяет произвести оценку по основным параметрам жизнедеятельности, что помогает выявить ранние признаки ухудшения состояния пациентов.
- Измерение тимпанальной температуры<sup>1</sup>. Ушной термометр SpotCheck предоставляет точные показания температуры тела в течение менее двух секунд.
- Функция обзора коек отделения обеспечивает просмотр всех коек определенной группы наблюдения.
- Имеются различные устройства ввода: сенсорный экран, пульт дистанционного управления, трекбол, мышь, клавиатура и сканер штрих-кода.
- Монитор может работать в беспроводной сетевой инфраструктуре.
- В графическом окне отображаются сведения о том, какие параметры измеряются и какими устройствами выполняются измерения, что упрощает процедуру разрешения конфликтов обозначений параметров.
- Настраиваемые таймеры уведомляют о завершении определенных периодов времени.
- Возможность использования дополнительного независимого дисплея с помощью приложения «Удаленный дисплей IntelliVue XDS».
- Доступ к данным прикроватного мониторинга с помощью клинической рабочей станции IntelliVue XDS.
- База данных XDS (опция X40) позволяет собирать и хранить данные основных показателей жизнедеятельности (только числовые данные кривые не поддерживаются), таких как ЧСС, давление и др., во внешней базе данных SQL.

- Поддержка предварительно настроенных удаленных приложений, размещенных на сервере Citrix®<sup>2</sup> XenApp®, или возможность подключения к системе PIIC iX Web.
- Монитор можно настроить таким образом, чтобы яркость экрана автоматически изменялась в соответствии с освещенностью помещения. Пределы этих изменений задаются настройками яркости, устанавливаемыми с помощью «умной» кнопки.
- Встроенная ручка для переноски.

#### Показания к применению

Данный монитор предназначен для использования квалифицированным медицинским персоналом с целью проведения мониторинга физиологических параметров пациента. Монитор предназначен для мониторинга и регистрации различных физиологических параметров взрослых пациентов, детей и новорожденных, а также для подачи сигналов тревоги по данным параметрам. Монитор предназначен для использования в условиях медицинского учреждения только специально обученным медицинским персоналом.

Монитор может также использоваться при транспортировке пациента в пределах медицинского учреждения.

К монитору каждый раз может быть подключен только один пациент. Монитор не предназначен для использования в домашних условиях и не относится к классу терапевтических. Он используется только по назначению врача.

В США: федеральный закон Соединенных Штатов Америки разрешает продажу данного устройства только врачам или по заказу врачей.

Функция регистрации ЭКГ предназначена для записи ритма и подробной морфологии сложных сердечных комплексов в диагностических целях (в соответствии с требованиями стандарта AAMI EC 11).

Мониторинг сегмента ST предназначен для взрослых пациентов, клинические оценки возможностей его применения для детей и новорожденных не проводились.

Чрескожное измерение газов (tcGas) с помощью сменного модуля M1018A может выполняться только у новорожденных. Протокол SSC Sepsis в рамках инструмента поддержки клинических решений ProtocolWatch предназначен только для взрослых пациентов.

Интегрированный легочный индекс (IPI) определяется только у взрослых пациентов и детей (в возрасте от 1 до 12 лет). IPI является дополнительным показателем и не может заменить мониторинг основных параметров жизнедеятельности.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Требуется опция J13 — интерфейс MIB/RS232 (два порта) или J40 — расширенный системный интерфейс.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Citrix®, Citrix Receiver™, XenApp® и ICA® (Independent Computing Architecture) являются зарегистрированными товарными знаками компании Citrix Systems, Inc. и/ или одной или нескольких из ее дочерних компаний и могут быть зарегистрированы в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США и других стран.

Производный показатель изменения пульсового давления (ИПД) предназначен для использования у пациентов под седацией, подключенных к системе управляемой механической вентиляции легких и, как правило, не испытывающих приступов сердечной аритмии. Оценка измерения ИПД проводилась только у взрослых пациентов.

Модуль IntelliVue NMT предназначен для объективного мониторинга нервно-мышечной передачи с использованием метода акселерометрии для измерения силы мышечного сокращения в ответ на электрическую стимуляцию периферического нерва. Модуль NMT предназначен для взрослых пациентов и детей.

#### Модульная конструкция

Функциональные характеристики монитора можно расширить, подключая к нему с помощью технологии «plug-and-play» сменные модули Philips, многопараметрические измерительные модули (МИС) с расширениями и газоанализаторы.

Монитор может использоваться автономно или как часть системы. Модульная конструкция монитора позволяет расширять его функциональные возможности по мере изменения требований к мониторингу. Пользователь может быть уверен в том, что монитор можно усовершенствовать и обновить с учетом достижений научно-технического прогресса, обеспечивая защиту долгосрочных инвестиций.

#### Основные компоненты

#### Дисплей

Мониторы оснащены 12-дюймовым цветным жидкокристаллическим ТFT-дисплеем с широким углом обзора, обеспечивающим отображение кривых и данных с высоким разрешением.

В мониторе дисплей и блок обработки данных объединены в одно устройство. Имеется возможность подключения одного внешнего дисплея<sup>1</sup> — для дублирования изображения на основном дисплее — через встроенный порт DVI-I.

#### Удаленный дисплей

Приложение «Удаленный дисплей IntelliVue XDS» позволяет использовать удаленный дисплей монитора пациента IntelliVue<sup>2</sup> на ПК, подключенном к той же сети. Его можно настроить для удаленного управления монитором пациента. Он предназначен для использования в качестве дополнительного независимого дисплея для операций просмотра и управления врачами и медсестрами.

#### Интерфейс пользователя

Цветной графический интерфейс пользователя обеспечивает простое и быстрое управление, что позволяет медицинскому персоналу легко освоить работу с монитором.

«Умные» кнопки с понятными значками позволяют быстро и легко осуществлять мониторинг, управляя процессом непосредственно с экрана монитора.

Кривые и числовые значения имеют цветовое обозначение. На мониторе одновременно отображается до шести кривых. При мониторинге ЭКГ в 12 отведениях можно отображать до 12 кривых ЭКГ в режиме реального времени с фрагментом ритма и всеми значениями сегмента ST.

Гибкая конфигурация экрана позволяет оптимально использовать имеющееся пространство дисплея. Например, возможно наложение кривых или динамическая регулировка размера кривых в зависимости от количества настроенных кривых. Функция основной справки позволяет ознакомиться с информацией о сигналах тревоги, в том числе технических (сообщениях о неполадках), прямо с экрана монитора.

#### Функция сенсорного экрана

В стандартной комплектации монитора используется сенсорный экран с резистивной поверхностью.

#### Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления IntelliVue 865244 оснащен пятью аппаратными клавишами, миниджойстиком для навигации и цифровой клавиатурой, позволяющей также вводить буквенно-цифровые символы. В число аппаратных клавиш входят клавиши выключения звука, выключения/паузы сигналов тревоги, клавиша основного экрана, клавиша «назад» и клавиша «умных» кнопок, которая позволяет вывести на экран блок настраиваемых «умных» кнопок. Пульт дистанционного управления подключается к мониторам с помощью интерфейса USB или SRR (беспроводного) и предназначен для удаленного управления монитором.

## Устройство дистанционной подачи сигналов тревоги<sup>3</sup>

При подключении к монитору пациента устройство



дистанционной подачи сигналов тревоги 866406 обеспечивает звуковую и визуальную индикацию сигналов тревоги в дополнение к индикаторам, отображающимся на экране.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Требуется опция J15 — настраиваемый, дополнительно подключаемый дисплей.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Требуется опция X00 — возможность подключения XDS.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Требуется опция |23 — интерфейс удаленного устройства.

#### Устройства ввода

В число поддерживаемых устройств ввода входят стандартные USB-совместимые компьютерные принадлежности, такие как мышь, клавиатура, трекбол или сканер штрих-кода. Все устройства ввода можно использовать по отдельности или совместно.

#### Мышь

Для ввода данных можно использовать любую из указанных моделей мыши или трекбола с интерфейсом USB.

#### Клавиатура компьютера

Компьютерную клавиатуру можно подключить к монитору через порт USB и использовать для ввода данных.

#### Клавиатура

Если необходимо ввести буквенные или цифровые данные, например личные данные пациента, на экране автоматически появляется всплывающая клавиатура. При желании вместо нее можно использовать стандартную USB-совместимую клавиатуру.

#### Многопараметрический измерительный модуль

Многопараметрический измерительный модуль M3001A/ M3001AL (МИС) можно подключить без использования кабелей к задней панели монитора. МИС можно также



подсоединить к монитору при помощи кабелей, чтобы разместить его в непосредственной близости от пациента. Он передает кривые и числовые значения параметров на экран монитора, а также подает сигналы тревоги и сигналы о неполадках. В модуле МИС хранятся личные данные пациентов. На монитор могут передаваться данные трендов пациентов продолжительностью 8 часов.

МИС предоставляет данные измерений электрокардиограммы (ЭКГ)/аритмии, дыхания, насыщения артериальной крови кислородом (SpO<sub>2</sub><sup>1</sup>), неинвазивного артериального давления (нАД), а также инвазивного артериального давления или температуры. Он оснащен функциями регистрации ЭКГ в 12 отведениях, анализа аритмии в нескольких отведениях и анализа сегмента ST в 12 отведениях.

# <sup>1</sup> Возможность выбора технологии Philips FAST SpO2, Masimo SET SpO2, Nellcor OxiMax SpO2 или Masimo rainbow SET SpO2 (включая определенные

#### Многопараметрический измерительный модуль Х2

Многопараметрический измерительный модуль М3002A X2 можно подключить без использования кабелей к задней



панели монитора. Модуль X2 можно также подсоединить к монитору при помощи кабелей, чтобы разместить его в непосредственной близости от пациента. Он передает кривые и числовые значения параметров на экран монитора, а также подает сигналы тревоги и сигналы о неполадках. В X2 хранится до 48 часов записей трендов, а также личные данные пациентов. На основной монитор могут передаваться данные трендов пациентов продолжительностью 8 часов.

Модуль X2 предоставляет данные измерений электрокардиограммы (ЭКГ)/аритмии, дыхания, насыщения артериальной крови кислородом (SpO2²), неинвазивного артериального давления (нАД), а также инвазивного давления или температуры либо содержания СО2. Он оснащен функциями регистрации диагностической ЭКГ в 12 отведениях, анализа аритмии в нескольких отведениях и анализа сегмента ST в 12 отведениях. X2 может использоваться как автономный монитор.

#### Расширения МИС

К многопараметрическому измерительному модулю или к X2 можно подключить расширение МИС, позволяющее выполнять:

- дополнительное измерение инвазивного давления и температуры, измерение третьего инвазивного давления или температуры (последовательно) и, опционально, измерение сердечного выброса/непрерывного сердечного выброса (М3012A), или
- дополнительное измерение инвазивного давления, измерение третьего инвазивного давления или температуры (последовательно), измерение содержания СО<sub>2</sub> в основном или боковом потоке и, опционально, измерение сердечного выброса/непрерывного сердечного выброса (М3014A), или
- дополнительное измерение инвазивного давления или температуры (последовательно) и измерение  ${\rm CO_2}^3$  по технологии Microstream (M3015A), или
- комбинированное измерение инвазивного давления и температуры и измерение CO<sub>2</sub> по технологии Microstream (M3015B).

параметры Masimo rainbow).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Возможность выбора технологии Philips FAST SpO2, Masimo SET SpO2, Nellcor OxiMax SpO2 или Masimo rainbow SET SpO2 (включая определенные параметры Masimo rainbow).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Microstream является зарегистрированным товарным знаком Oridion Systems Ltd.

#### Встроенные гнезда для модулей

Мониторы оснащены тремя встроенными гнездами для установки сменных модулей.

#### Сменные модули

Для измерений используются следующие сменные модули:

- М1006В инвазивное артериальное давление
- M1011A насыщение кислородом крови в сосудах (SO<sub>2</sub>)
- М1012А сердечный выброс/непрерывный сердечный выброс
- М1014А спирометрия
- $M1020B SpO_2$
- М1027А/В электроэнцефалография (ЭЭГ/аЭЭГ)
- М1029А температура
- M1034B биспектральный индекс (BIS<sup>TM</sup>)<sup>1</sup>
- 865383 нервно-мышечная передача (NMT)
- 866173 газоанализатор G7m

Имеются дополнительные сменные модули:

- М1116С регистратор с термоматрицей
- 865115 IntelliBridge EC10

Поддерживаемые интерфейсы устройств:

- Модуль IntelliBridge EC10/интерфейсная плата EC10
- Экспорт данных RS232
- Устройство G1/G5

#### Газоанализаторы IntelliVue

Универсальные газоанализаторы IntelliVue G1 и G5, а также модуль газоанализатора G7m измеряют концентрацию пяти наиболее часто используемых газовых анестетиков, а также содержание  $N_2O$  и  $CO_2$ . Они обеспечивают отображение значений на вдохе и выдохе на мониторах пациента IntelliVue, а также значений, необходимых для расчета показателя МАК мониторами пациента IntelliVue. Газоанализатор IntelliVue G1 выполняет измерения концентрации отдельного агента, выбранного врачом. Газоанализатор IntelliVue G5/G7m оснащен функциями автоматической идентификации агентов и измерения смеси анестетиков. Усовершенствованная технология определения содержания О2, основанная на парамагнитных измерениях, является дополнительной функцией модели G1 и стандартной функцией модели G5/G7m. Модель  $TcG10^2$  осуществляет чрескожное измерение парциального давления  $O_2$  и  $CO_2$  у новорожденных, детей и взрослых пациентов.

#### Монтаж

Существуют различные стандартные варианты компактного и эргономичного размещения монитора на рабочем месте.

# Функции для использования в специализированных отделениях

#### Анестезия

- Газоанализаторы IntelliVue G1 и G5 измеряют концентрацию пяти наиболее часто используемых газовых анестетиков, а также содержание N<sub>2</sub>O и CO<sub>2</sub>.
- Модуль *BIS* оценивает уровень сознания пациента в операционной, определяя степень воздействия анестезирующих
- Mogyль IntelliBridge EC10/интерфейсная плата EC10 предоставляет интерфейс для подключения к прикроватному монитору внешних устройств, оснащенных последовательным портом RS232 и/или выходом ЛВС.
- Модуль ЭЭГ позволяет спрогнозировать наступление комы и оценить степень поражения церебральным инсультом. Информация в виде сжатых спектральных массивов (CSA) может отображаться либо на специально предназначенных для этого экранах в режиме постоянного воспроизведения, либо в отдельном окне. Коэффициент подавления вспышек активности (BSR) обозначает период времени в рамках интервала, в течение которого активность была в состоянии депрессии.
- **Экраны** обеспечивают гибкий просмотр данных пациента в ходе разных процедур и на разных стадиях анестезии.
- Дыхательные петли. Монитор пациента IntelliVue может генерировать три типа дыхательных петель, а также отображать одновременно одну петлю в режиме реального времени и до шести сохраненных петель. Это позволяет на ранних стадиях выявлять проблемы в дыхательных путях пациента (например, ателектаз или бронхоспазм) и нарушения, возникающие в ходе искусственной вентиляции (например, утечки и перекручивание трубок).
- Модуль спирометрии предоставляет данные измерений давления, объема и потока воздуха в дыхательных путях для мониторинга изменений в респираторном статусе пациента.
- Модуль NMT в сочетании с NMT-кабелем пациента обеспечивает автоматическое измерение мышечной реакции на электрическую стимуляцию с помощью электродов, накладываемых на область периферического нерва, что позволяет оценивать мышечную релаксацию пациентов при нервно-мышечной блокаде. Сила мышечной реакции измеряется с помощью датчика ускорения.

Bispectral Index и BIS являются зарегистрированными товарными знаками компании Covidien AG и/или ее аффилиатов.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Может поставляться не во все страны.

#### Реанимационные и кардиологические отделения

- Монитор позволяет выполнять анализ ЭКГ в нескольких отведениях для определения аритмии непосредственно у постели пациента. С его помощью проводится анализ на желудочковую аритмию, рассчитывается частота сердечных сокращений и подаются сигналы тревоги, в том числе по асистолии, брадикардии и фибрилляции желудочков.
- У взрослых пациентов монитор может выполнять анализ сегмента ST в 12 отведениях (макс.), измерение подъема и депрессии сегмента ST, а также подавать сигналы тревоги и определять события непосредственно у постели пациентов.
   Пользователь может представить изменения сегмента ST в виде трендов, установить верхний и нижний пределы сигналов тревоги и задать положение точки ST и изоэлектрической точки.
   Точки ST можно устанавливать либо относительно точки J, либо указав числовое значение.
- Мониторинг интервала QT/QTc позволяет измерять интервал QT, определять скорректированное по ЧСС значение QTc и значение  $\Delta QTc$ , позволяющее отслеживать колебания интервала QT относительно базовой линии.
- Измерения  $SO_2$  и  $ScvO_2$  служат ориентиром для применения протоколов по борьбе с сепсисом.
- Режим просмотра тренда основных показателей жизнедеятельности в виде гистограммы параметров позволяет врачу мгновенно оценить стабильность состояния пациента в определенный период времени.
- Приложение **ST Map** отображает изменения сегмента ST во времени на двух многоосевых диаграммах.
- Приложение STE Map добавляет к схеме ST Map пределы по STE, зависящие от пола пациента. Значения сегмента ST, выходящие за данные пределы, будут окрашены в красный цвет.
- Данные **ЭКГ в 12 отведениях** диагностического качества могут быть получены с помощью метода EASI (с использованием 5 стандартных электродов), метода Hexad (с использованием 6 электродов) либо с помощью стандартного метода наложения электродов (с использованием 10 электродов)<sup>1</sup>. Все модели мониторов IntelliVue поддерживают функцию одновременного отображения 12 кривых ЭКГ в режиме реального времени.
- Высокоэффективные технологии пульсоксиметрии позволяют получать точные показатели даже в случаях низкой перфузии.
- Возможность мониторинга  ${\it CO}_2$  в основном и боковом потоках, а также с помощью технологии Microstream позволяет
  - ЭКГ в 12 отведениях по методу EASI/Нехаd и соответствующие измерения являются приближенными к стандартным ЭКГ в 12 отведениях. Поскольку ЭКГ в 12 отведениях, реконструированная с помощью метода EASI/Нехаd, не идентична стандартной ЭКГ в 12 отведениях, снятой при помощи электрокардиографа, не следует использовать полученные данные в диагностических целях.

- обеспечить высокое качество измерений данного параметра как у интубированных, так и у неинтубированных пациентов.
- Мониторинг непрерывного сердечного выброса с усовершенствованной оценкой гемодинамики выполняется с использованием метода РіССО<sup>ТМ</sup> без применения катетера легочной артерии<sup>2</sup>.
- Функция клинических расчетов позволяет использовать сохраненные и введенные вручную данные для расчета показателей гемодинамики, легочной вентиляции и оксигенации.
   Результаты расчетов отображаются в индексированном и неиндексированном формате.
- Мониторинг BIS обеспечивает оценку седативного состояния пациента в реанимационном и кардиологическом отделениях.
- Измерения показателей *спирометрии* помогают при настройке аппарата ИВЛ и отлучении от аппарата.

#### Мониторинг новорожденных

- Чрескожный мониторинг газов (*TcGas*) помогает оптимизировать респираторную терапию новорожденных.
- Функция **Двойная пульсоксиметрия** позволяет врачу измерять пре- и постдуктальную сатурацию.
- На экранах оксикардиореспирограммы (**ОКРГ**) одновременно отображается до трех трендов с высоким разрешением:
- ЧСС с учетом каждого сердечного сокращения (btbHR);
- тренд параметров оксигенации ( $SpO_2$  или  $tcpO_2$ );
- кривая частоты дыхания в сжатом виде.
- Этот специальный экран обеспечивает удобный просмотр наиболее важных показателей жизнедеятельности новорожденных, что помогает врачу определять значимые события.
- Непрерывная запись параметров ОКРГ может осуществляться на встроенном регистраторе прикроватного монитора, а распечатка отчетов на локальном или сетевом принтере.
- Измерение двух значений SpO<sub>2</sub> обеспечивает клиническую поддержку путем сравнения и анализа трендов значений пульсоксиметрии, поступающих с двух разных участков.
- Значения трендов можно просматривать в формате гистограммы.
   Гистограммы SpO<sub>2</sub> могут быть представлены в виде гистограмм трендов или гистограмм в режиме реального времени с интервалом в 1 секунду.
- Клиническая оценка состояния (CAR). Это особый период наблюдения событий у новорожденных в ходе оценки их состояния в автомобильном кресле. В течение периода CAR также создается гистограмма SpO<sub>2</sub> в режиме реального времени с интервалом в 1 секунду.

 $<sup>^{2}</sup>$  PiCCO  $^{\mathsf{TM}}$  является товарным знаком компании Pulsion Medical Systems AG.

- Функция просмотра неонатальных событий (Neonatal Event Review (NER)) для автоматического выявления ухудшения состояния пациента. NER оптимизирована для мониторинга новорожденных. Для каждого события сохраняется 4-минутный эпизод, содержащий данные, отбираемые с частотой 4 раза в секунду, что позволяет регистрировать быстро меняющееся состояние новорожденного. Комбинированные события соответствуют событиям апноэ, сопровождающимся брадикардией и/или десатурацией.
- Данные аЭЭГ<sup>1</sup> представлены в виде трендов амплитудноинтегрированной ЭЭГ (аЭЭГ). При этом используются показания амплитудной компрессии. Под данными аЭЭГ отображается тренд суммарного сопротивления электродов для соответствующего отведения, который служит индикатором качества и облегчает интерпретацию данных аЭЭГ. Монитор сохраняет 24 часа данных аЭЭГ и значения сопротивления электродов для всех четырех каналов.

#### Приложения IntelliVue

#### Усовершенствованные клинические решения

Врачи делают заключения, опираясь на свои наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента. Приложения поддержки клинических решений IntelliVue позволяют выводить динамические наблюдения непосредственно на экран монитора.

#### Приложение ProtocolWatch

Приложение ProtocolWatch дает медицинскому персоналу возможность запускать клинические протоколы, с помощью которых можно отслеживать изменения в состоянии пациента. Протокол SSC Sepsis запускается в приложении ProtocolWatch и используется для скрининга тяжелого сепсиса и контроля его лечения.

#### Система оценки Guardian Early Warning Scoring (Guardian EWS)

Приложение Early Warning Scoring обеспечивает быструю автоматическую оценку по шкале раннего предупреждения. Все параметры системы оценки Guardian EWS могут быть настроены в соответствии с клиническими протоколами, используемыми в конкретном медицинском учреждении:

- Настраиваемые параметры оценки и пороговые значения
- Настраиваемые пороговые значения MEWS
- Настраиваемый список действий

Система Guardian EWS обеспечивает два основных типа оценки:

- Оценка по отдельным параметрам (SPS)
- Оценка по нескольким параметрам, например оценка по модифицированной шкале раннего предупреждения (MEWS)

Основные показатели жизнедеятельности и результаты клинического наблюдения можно настроить для оценки по шкале раннего предупреждения. Доступны следующие параметры:

- Температура
- Артериальное давление
- Частота дыхания
- Частота сердечных сокращений
- Частота пульса
- Насыщение крови кислородом
- etCO<sub>2</sub>
- Дыхание
- Дыхательное усилие
- Паттерн дыхания
- Уровень сознания
- AVPU
- Беспокойство
- Обеспокоенность семьи
- Боль
- Диурез
- Нарушения функций
- Цвет кожи
- Втяжения
- внк
- Жидкостный болюс
- Доставка О<sub>2</sub>
- Боль в груди
- Сердечный тропонин I
- Тромбоциты
- Лактат
- Глюкоза
- Лейкоциты

Интенсивный мониторинг — если состояние пациента ухудшается или имеют место состояния, требующие более тщательного наблюдения, монитор можно оставить с пациентом и перевести в профиль с более частой проверкой основных параметров. Монитор имеет следующие дополнительные профили:

• Часто проверяемые основные параметры: используется в случаях, когда основные параметры жизнедеятельности требуют более частой проверки.

#### Приложение ST Мар

Графическое отображение с помощью ST Мар облегчает распознавание изменений сегмента ST и их локализацию. Приложение ST Мар выводит на экран значения сегментов ST, полученные во фронтальной (отведения от конечностей) и

<sup>1</sup> Опция программного обеспечения монитора пациента С60.

горизонтальной (грудные отведения) плоскостях. Карты представляют собой многоосевые изображения сегментов ST пациента, измеренных с помощью алгоритма ST/AR.

#### Расширенное наблюдение событий

События представляют собой электронные записи эпизодов состояния пациента.

Их можно использовать для определения функции тревоги таким образом, чтобы обеспечивалась поддержка любого протокола, используемого врачом.

#### Отображение горизонта

Тренды горизонта являются средством графической визуализации, дающим пользователю возможность мгновенно определить текущий клинический статус пациента. Сочетание параметров на экране помогает врачам делать заключения на основании анализа полученных показателей.

#### Петли

Имеется возможность сохранять и сравнивать до шести петель каждого типа для определения изменений параметров дыхания.

## Разнообразие видов экранов

Для каждого монитора можно создать до 20 различных экранов, что дает врачу возможность создать отдельный экран для конкретного клинического сценария, на котором отображаются соответствующие данные. Это упорядочивает информацию, требующую обработки и интерпретации, и позволяет своевременно принять правильное решение.

#### Тренды

- Предоставляется стандартная конфигурация базы данных трендов для различных областей применения. Выборка данных пациента, содержащая до 100 числовых параметров, может производиться каждые 12 секунд, 60 секунд или 5 минут и сохраняться для периода записи 4—48 часов.
- Функция *Табличные тренды* (основные параметры жизнедеятельности) позволяет представить данные всех числовых параметров в форме таблицы. Табличные тренды могут отображаться либо на специально предназначенных для этого экранах в режиме постоянного воспроизведения, либо в отдельном окне.
  - При каждом измерении нАД формируется столбец в таблице тренда основных показателей жизнедеятельности. Туда добавляются результаты других измерений, чтобы обеспечить полный набор основных показателей жизнедеятельности для интервала времени измерения нАД.
- С помощью функции *Графические тренды* можно вывести на экран до трех строк трендов параметров, представленных в

- графической форме, при этом каждый тренд будет включать до четырех параметров. Графические тренды могут отображаться либо в отдельном окне, либо на специально предназначенных для этого экранах в режиме постоянного воспроизведения.
- Функция Экранные тренды позволяет отображать в режиме постоянного воспроизведения данные трендов для периодически и непериодически измеряемых параметров в графическом формате на специальных экранах. Для отображаемого промежутка времени могут быть установлены следующие значения: 30 мин, 1 ч, 2 ч или 4 ч.
- Тренды высокого разрешения дают пользователю возможность отслеживать тренды быстро изменяющихся параметров с учетом каждого сердечного сокращения (с разрешением четыре показания в секунду). Число трендов высокого разрешения, доступных для отображения, зависит от приобретенного варианта кривых.
- Функция Тренды горизонта отображает отклонения от сохраненной базовой линии.
- Значения трендов можно просматривать в формате гистограммы. Гистограммы SpO<sub>2</sub> могут быть представлены в виде *гистограмм трендов* с интервалом в 1 секунду.
- Стрелки навигации позволяют легко перейти к сохраненным трендам. Данные трендов можно распечатывать на локальном или удаленном принтере.
- Функция наблюдения событий позволяет автоматически регистрировать изменения состояния пациента и сохранять электронный набор данных, называемый эпизодом. Эпизод может содержать:
  - 15-секундную запись кривой высокого разрешения;
- 4-минутную запись данных, отбираемых 4 раза в секунду, или
- 20-минутную запись данных, отбираемых каждые 12 секунд. Инициирование события может производиться с помощью предустановленных пределов сигналов тревоги или настроек, заданных пользователем. При использовании пользовательских триггеров событий эпизоды сохраняются даже в том случае, если сигналы тревоги поставлены на паузу. Кроме того, возможно сохранение эпизодов вручную с использованием специальной «умной» кнопки.

Пункт меню «Аннотация события» позволяет выполнять незамедлительное или ретроспективное аннотирование событий, используя список заданных пользователем маркеров событий (например, «с вентиляцией»).

События могут храниться в базе данных для ретроспективного просмотра, а данные эпизода, в том числе графические, могут быть выведены на локальный или центральный принтер. Кроме того, данные эпизода, не содержащие графических элементов, могут быть документированы с помощью встроенного регистратора 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Встроенный регистратор является опцией, см. раздел «Опции оборудования».

События также отмечаются в строке событий информационного центра.

Пакет *базового наблюдения событий* включает одну группу событий и группу ОКРГ. Можно сохранить до 50 эпизодов событий в течение 24 часов.

Пакет расширенного наблюдения событий предоставляет улучшенные возможности хранения данных, благодаря которым в мониторе могут сохраняться данные 100 событий (макс.) в течение 48 часов. Пользователь может задать до шести групп событий, каждая из которых включает до четырех параметров. Все шесть групп могут быть активны одновременно. Настраиваемые механизмы триггеров позволяют врачам задавать триггеры событий, используя данные четырех параметров (макс.). В качестве триггеров событий можно задавать как пределы сигналов тревоги, так и устанавливаемые пользователем пороговые значения или отклонения. Пользователь может установить уведомление о событиях для получения уведомляющих сообщений в случае наступления события.

#### Функции транспортировки

- Портативная конструкция мониторов позволяет применять их при перемещении пациентов в пределах медицинского учреждения.
- Мониторы могут работать от аккумуляторов в течение 2,5—3 часов, в зависимости от конфигурации, что позволяет просто и безопасно осуществлять мониторинг пациентов во время проведения процедур или перемещения в пределах больницы.
- Переход с прикроватного к транспортному мониторингу осуществляется без отсоединения кабелей пациента и изменения настроек измерений и монитора.
- Возможности сетевого подключения обеспечивают функционирование оборудования как части системы медицинского учреждения.
- Специально разработанные монтажные крепления позволяют быстро отсоединить монитор для транспортировки, а затем снова подключить его.

#### Перевод пациента

- Благодаря универсальной функции регистрации, выписки и перевода пациента (ADT) соответствующие данные о пациенте могут совместно использоваться подключенным к сети монитором и информационным центром Philips IntelliVue (PIIC/PIIC iX). Данные достаточно ввести только один раз.
- Функция экстренной регистрации позволяет регистрировать пациентов путем ввода временных идентификационных данных.

Она может использоваться в случае, если идентификатор пациента неизвестен или данные в настоящий момент недоступны.

 Перевод пациентов можно выполнять, отсоединив модуль МИС или X2 от монитора, а затем подсоединив к другому монитору.
 Личные данные пациента хранятся в модулях МИС и X2, поэтому их не требуется вводить заново в новый монитор.

#### Документирование данных пациента

Предусмотрена возможность печати различных **отчетов по пациенту**:

- Отчеты: просмотр событий и эпизоды
- Отчеты: ЭКГ в 12 отведениях
- Основные параметры жизнедеятельности
- Графические тренды
- Отчеты: сердечный выброс
- Отчеты: давление заклинивания
- Отчеты: расчеты
- Отчет: ЭЭГ
- Отчеты: гистограммы
- Отчет: петли
- Отчеты: ST Мар
- Отчеты: QT
- Отчеты: пределы тревоги
- Отчеты: калькулятор лекарств
- Отчеты: кривые в режиме реального времени
- Отчеты: ОКРГ

Шаблоны отчетов подготавливаются заблаговременно, что позволяет быстро получать распечатки, соответствующие требованиям конкретного медицинского учреждения. Распечатка отчетов производится на локальных или сетевых принтерах с запуском печати вручную или автоматически через промежутки времени, заданные пользователем.

#### Записи

Сменный модуль регистратора М1116С фиксирует числовые значения всех активных параметров и до трех кривых. Его можно использовать для локальной записи при установке во встроенное гнездо для модулей.

#### Сигналы тревоги

Система подачи сигналов тревоги допускает настройку подачи как стандартных звуковых сигналов тревоги HP/Agilent/Philips, так и звуковых сигналов, соответствующих требованиям стандарта IEC 60601-1-8.

Пределы сигналов тревоги отображаются на основном экране в режиме постоянного воспроизведения. Если показатель параметра выходит за границы установленного предела сигнала тревоги, монитор подает следующие сигналы:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Требуется аккумулятор, см. раздел «Опции оборудования».

- звуковой сигнал тревоги, дифференцированный по уровню приоритета;
- текстовое сообщение сигнала тревоги на экране, цвет сообщения соответствует уровню приоритета;
- мигание числового значения параметра, вызвавшего тревогу;
- мигание сигнальных ламп для сигналов тревоги красного и желтого уровней; длительное свечение для технических сигналов тревоги (сигналов о неполадках).

Страница просмотра пределов сигналов тревоги позволяет просмотреть настройки пределов сигналов тревоги и изменить данные настройки для всех параметров.

Функция Smart Alarm Delay позволяет сократить число нежелательных сигналов тревоги по параметрам пульсоксиметрии<sup>1</sup>.

Если монитор подключен через сеть к центральной станции, сигнал тревоги подается одновременно на монитор и в информационный центр.

Устройство вызова медсестры имеет активные замкнутые и разомкнутые контакты и таймер задержки, устанавливаемый пользователем.

- Уровень и приоритет сигналов тревоги устанавливаются в зависимости от приоритета:
- «*Красные*» *сигналы тревоги*\*\*\* указывают на потенциальную угрозу жизни пациента.
- *«Желтые» сигналы тревоги*\*\* указывают на выход основных показателей жизнедеятельности за установленные пределы.
- «Желтые» сигналы тревоги\* указывают на возникновение аритмии.
- Технические сигналы тревоги (сообщения о неполадках) включаются при снижении качества сигнала, сбоях в работе и отсоединении оборудования.
- Функция отключения звука/паузы сигналов тревоги
   (соответствующая функции выключения звука/приостановки в
   мониторах предыдущих поколений) позволяет пользователю
   отключать звуковые сигналы тревоги одним нажатием кнопки
   или щелчком мыши, оставляя включенными визуальные
   сообщения сигналов тревоги.

В зависимости от настройки пауза для всех сигналов тревоги может длиться либо неопределенное время, либо 1, 2, 3, 5 или 10 минут.

Запись эпизодов подачи сигналов тревоги возможна на модуле регистратора М1116С или сетевом регистраторе. Защищенная патентами функция автоматической установки

пределов сигналов тревоги позволяет автоматически адаптировать пределы сигналов тревоги к измеренным основным показателям

жизнедеятельности в рамках безопасных пределов, заданных индивидуально для каждого пациента.

Доступны защищенные и незащищенные визуальные и звуковые сигналы тревоги.

#### Профили

Профили — это предустановленные параметры конфигурации экранов, измерений и монитора. Каждый профиль может быть оптимизирован для конкретной области применения и категории пациентов, например «Операционная – Взрослые» или «Реанимация – Новорожденные». С помощью профилей можно быстро отреагировать на изменение категории и местоположения пациента: при активации профиля для конкретной категории пациента (взрослые, дети, новорожденные) автоматически устанавливаются соответствующие пределы сигналов тревоги и границы безопасности, что позволяет сэкономить время, затрачиваемое на полную процедуру настройки.

Профили можно создавать непосредственно на мониторе или удаленно на персональном компьютере и передавать на монитор с помощью средства поддержки Support Tool. Набор профилей для выполнения стандартного мониторинга включен в комплект поставки монитора.

#### Возможности сетевого подключения

Монитор может работать как элемент сети (проводной/ беспроводной) медицинского учреждения, используя интерфейс клинической сети Philips IntelliVue.

#### Сюда входит:

- Поддержка протокола DHCP (в качестве альтернативы протоколу BootP в определенных конфигурациях сетей)
- Маркировка QoS (качества обслуживания)
- Интерфейс WLAN 802.11 или Smart Hopping (1,4 или 2,4 ГГц)

#### Возможность просмотра других койко-мест

Состояние сигналов тревоги коек одной и той же группы наблюдения в больничной сети может постоянно отображаться на экране каждого монитора соответствующей группы наблюдения. Пользователь также может просматривать данные измерений со всех других мониторов, подключенных к больничной сети. Информация о других койках может отображаться либо в отдельном окне, либо на специально предназначенных для этого экранах в режиме постоянного воспроизведения.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Недоступна на территории США и в других регионах, где действуют требования FDA. В настоящее время функция Smart Alarm Delay (интеллектуальная функция задержки сигналов тревоги) недоступна в Китае и медицинских учреждениях, находящихся под контролем SFDA.

#### Комплект клинических расчетов

Комплект клинических расчетов содержит: расчеты параметров гемодинамики, оксигенации и вентиляции.

#### • Гемодинамические расчеты:

- Сердечный индекс (СИ)
- Ударный объем (УО)
- Ударный индекс (УИ)
- Системное сосудистое сопротивление (ССС)
- Индекс системного сосудистого сопротивления (ИССС)
- Легочное сосудистое сопротивление (ЛСС)
- Индекс легочного сосудистого сопротивления (ИЛСС)
- Работа левого желудочка (РЛЖ)
- Индекс работы левого желудочка (ИРЛЖ)
- Ударная работа левого желудочка (УРЛЖ)
- Индекс ударной работы левого желудочка (ИУРЛЖ)
- Работа правого желудочка (РПЖ)
- Индекс работы правого желудочка (ИРПЖ)
- Ударная работа правого желудочка (УРПЖ)
- Индекс ударной работы правого желудочка (ИУРПЖ)
- Индекс экстраваскулярной легочной жидкости (ИЭВЖЛ)
- Индекс внутригрудного объема крови (ИВГОК)
- Индекс общего конечного диастолического объема (ИОКДО)

#### • Расчеты параметров оксигенации:

- Содержание кислорода в артериальной крови (CaO<sub>2</sub>)
- Содержание кислорода в венозной крови (CvO<sub>2</sub>)
- Содержание кислорода в артериовенозной крови (CavO<sub>2</sub>)
- Доставка кислорода (DO<sub>2</sub>)
- Индекс доставки кислорода (DO<sub>2</sub>I)
- Потребление кислорода (VO<sub>2</sub>)
- Индекс потребления кислорода (VO<sub>2</sub>I)
- Коэффициент поглощения кислорода (O<sub>2</sub>ER)
- Альвеолярно-артериальная разница по кислороду (AaDO<sub>2</sub>)
- Процент артериовенозного шунтирования (Qs/Qt)

#### • Расчеты вентиляции:

- Минутный объем дыхания (МинОб)
- Растяжимость (РастЛг)
- Мертвое пространство (Vd)
- Отношение мертвого пространства к дыхательному объему (Vd/Vt)
- Альвеолярная вентиляция (АльВен)

#### Калькулятор лекарств

Калькулятор лекарств позволяет рассчитывать четвертое значение, если введены три из следующих значений: доза, количество, объем, скорость введения.

Можно вывести на экран и распечатать таблицы титрования и капельного внутривенного вливания. Единицы измерения можно преобразовывать (например, фунты в килограммы).

С помощью средства поддержки Support Tool калькулятор лекарств может быть настроен таким образом, чтобы он содержал перечень наиболее часто используемых лекарственных препаратов.

#### Сервисные функции

- Средство поддержки Support Tool помогает техническому персоналу:
- обновлять систему, выполнять настройку, поиск и устранение неисправностей по сети или на отдельном мониторе;
- использовать настройки совместно на нескольких мониторах;
- сохранять резервные копии настроек монитора;
- документировать параметры конфигурации.

Сервисный режим, защищенный паролем, предоставляет доступ к сервисным проверкам и обслуживанию только специально обученному персоналу.

Режим конфигурации также защищен паролем и позволяет выполнять индивидуальные настройки монитора только специально обученному персоналу.

#### Подключение устройств

К монитору могут быть подключены следующие устройства:

- Многопараметрические измерительные модули (МИС) (М3001A, M3001AL, M3002A) и их расширения (М3012A, M3014A, M3015A/B)
- Газоанализаторы
- Информационный центр (например, PIIC iX)
- Внешние устройства через модуль/интерфейсную плату IntelliBridge EC10
- Система IntelliVue XDS
- Адаптивный дополнительный дисплей

#### Стандартные соединительные интерфейсы

#### Сетевой интерфейс

Сетевой интерфейс позволяет интегрировать систему в сетевую среду при помощи проводного подключения.

#### Интерфейс устройства (интерфейс USB)

Этот интерфейс позволяет подключать к монитору USB-устройства (мышь, клавиатуру, сканер штрих-кода, PCL5-совместимый принтер).

#### Другие дополнительные соединительные интерфейсы

# Беспроводная инфраструктура

Опция J35 позволяет монитору работать в беспроводной сети.
 Инфраструктура БЛВС представлена сетью IEEE 802.11 a/b/g с полосой 2,4 или 5 ГГц.

- Опции интерфейса Smart Hopping J45 (1,4 ГГц [только США]) и J47 (2,4 ГГц) обеспечивают связь с информационным центром Philips IntelliVue (PIIC) или информационным центром Philips IntelliVue iX (PIIC iX) при помощи сотовой инфраструктуры телеметрической системы Philips Cellular Telemetry System (CTS).
- Радиосвязь ближнего действия (опция J46) обеспечивает связь с пультом дистанционного управления IntelliVue.

Для полной комплектации системы необходимы дополнительные компоненты. Дополнительные сведения см. в документации по клинической сети IntelliVue.

#### Интерфейс удаленного устройства

Опция J23 (RDIF) предоставляет разъем на мониторе пациента для подключения к устройству дистанционной подачи сигналов тревоги.

#### Адаптивный дополнительный дисплей

Адаптивный дополнительный дисплей (опция J15) активирует видеоинтерфейс DVI. Выходной сигнал данного интерфейса полностью повторяет содержимое дисплея монитора. Выходной сигнал поддерживает временной режим VESA, что позволяет использовать стандартные дисплеи через выход DVI.

#### Расширенный системный интерфейс

Расширенный системный интерфейс (опция J40) поддерживает следующие интерфейсы:

- изолированный интерфейс RS-232/5 B
- разъем основной системы вызова медсестры и два дополнительных разъема USB
- подключение к сенсорному экрану
- экспорт числовых значений, данных кривых и сигналов тревоги с помощью интерфейса компьютера в автоматизированное устройство хранения протоколов анестезии или персональный компьютер<sup>1</sup>
- подключение к газоанализатору

# Интерфейс устройства (интерфейс USB)

Опция J25 обеспечивает дополнительный порт USB на правой стороне монитора.

#### Интерфейс универсальной системы вызова медсестры

Опция J30, интерфейс универсальной системы вызова медсестры, предоставляет возможность подачи сгенерированных монитором сигналов тревоги на внешних устройствах, например системе вызова медсестры, звуковом сигнализаторе или устройстве световой индикации. В него входят три общих сигнальных реле и одно реле для сигналов тревоги при сбое питания. Внешнее

устройство подключается к реле сигналов тревоги, и сигналы тревоги включаются в соответствии с критериями, заданными пользователем. Интерфейс имеет активные замкнутые и разомкнутые контакты, время задержки определяется пользователем.

#### Интерфейсная плата MIB/RS232 (2 порта)

Могут быть установлены две дополнительные платы ввода/вывода MIB/RS232 (опция J13). Порты MIB можно настраивать независимо друг от друга, чтобы использовать их для следующих возможностей:

- Подключение к сенсорному экрану.
- Экспорт числовых значений, данных кривых и сигналов тревоги с помощью интерфейса компьютера в автоматизированное устройство хранения протоколов анестезии или персональный компьютер (недоступно в некоторых странах).
- Экспорт данных можно выполнять при помощи двух портов MIB. Тем не менее, экспорт кривых можно выполнять только при помощи первого из настроенных портов.
- Подключение к газоанализатору.
- Подключение к иТемп (модуль тимпанальной температуры).

#### Интерфейсная плата IntelliBridge EC10

Опция J32, соединение IntelliBridge с внешними устройствами обеспечивает физический уровень стандарта ISO/IEEE 11073-30200. Программный драйвер обеспечивает подключение широкого ряда внешних медицинских устройств.

Если для идентификации устройств используется модуль IntelliBridge EC5 ID, он также выполняет функцию аппаратного адаптера к устройство-ориентированному разъему.

#### Удаленные приложения

При условии соответствующих подключений вы можете получить доступ к предварительно настроенным приложениям, предоставленным медицинским учреждением. Приложения установлены удаленно на сервере Citrix® XenApp® или стандартном веб-сервере и отображаются и управляются с помощью экрана прикроватного монитора.

#### Технические характеристики монитора

Сведения о технических характеристиках M3001A, X2, расширения МИС и сменного модуля см. в соответствующих технических данных.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Может поставляться не во все страны.

#### Требования техники безопасности

Мониторы, многопараметрический измерительный модуль (М3001A, М3001AL), многопараметрический измерительный модуль X2 (М3002A) и все модули и расширения МИС соответствуют требованиям Директивы по медицинским устройствам 93/42/EEC (СЕ<sub>0123</sub>) и требованиям следующих стандартов:

- IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995
- EN60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995
- UL 60601-1:2003
- CAN/CSA C22.2#601.1-M90 + Suppl. No 1-94 + Am.2
- IEC 60601-1-1:2000
- EN 60601-1-1:2001
- IEC 60601-1-2:2001 + 1:2004
- EN 60601-1-2:2001 + 1:2006.

Все детали, контактирующие с пациентом, имеют тип изоляции СF, если не указано иное. Они защищены от разрядов дефибриллятора и влияния электрохирургического оборудования. Вероятность возникновения опасных ситуаций вследствие ошибок программного обеспечения сведена к минимуму в соответствии с требованиями стандартов ISO/EN 14971 и IEC/EN 60601-1-4. Данное устройство ISM удовлетворяет требованиям канадского стандарта ICES-001. Сеt appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.

# Физические характеристики

Изделие	Макс. масса	ШхВхГ
Монитор MX500	6,3 кг	327 x 288 x 190 mm
М3001A/M3001AL Многопараметрический измерительный модуль (МИС)	0,6 кг	189 х 98 х 57 мм
M3002A IntelliVue X2 (МИС)	1,2 кг	189 x 99 x 89 мм
М3012А Гемодинамическое расширение МИС	0,6 кг	200 x 98 x 89 мм
M3014A Расширение МИС для капнографии	0,6 кг	200 х 98 х 89 мм
M3015A/B Расширение МИС для измерения СО <sub>2</sub> по технологии Microstream	0,6 кг	202 × 98 × 89 мм

Изделие	Макс. масса	ШхВхГ
M1006B	0,3 кг	36 x 102 x 111 мм
Модуль инвазивного		
измерения давления		
Характеристики также		
действительны для		
опции С01	0.0	24 402 444
M1029A	0,3 кг	36 x 102 x 111 мм
Модуль измерения		
температуры М1012A	0,3 кг	36 x 102 x 111 мм
Модуль измерения	0,5 KI	30 X 102 X 111 MM
сердечного выброса		
М1014А	0,3 кг	36 x 102 x 111 mm
Модуль спирометрии	-,	
M1020B	0,3 кг	36 x 102 x 111 мм
Модуль измерения SpO <sub>2</sub>		
M1011A	0,3 кг	36 x 102 x 111 mm
Модуль измерения SO <sub>2</sub>	-,-	
- Оптический модуль	0,2 кг	50 x 30 x 120 мм
оттический модуль	0,2 Ki	30 X 30 X 120 MM
M1027B	0,3 кг	36 x 102 x 111 мм
Модуль	0,5 Ki	30 X 102 X 111 MM
электроэнцефалографии		
M1034B	0,3 кг	36 x 102 x 111 mm
Модуль интерфейса BIS		
865115	0,3 кг	36 x 102 x 111 mm
Модуль IntelliBridge	ŕ	
EC10		
865114	0,03 кг	35 x 17 x 57 мм
Модуль IntelliBridge EC5		
M1116C	0,5 кг	73 x 102 x 111 mm
Модуль регистратора с		
термоматрицей		
865244	0,4 кг	53 x 172 x 40 мм
Пульт дистанционного		
управления	0.3	24 402 444
865383	0,3 кг	36 x 102 x 111 мм
Модуль IntelliVue NMT 866173	10	73 × 104 × 167 мм
Модуль газоанализато-	1,0 кг	/3 X 107 X 10/ MM
ра G7m		
866406	0,4 кг	261 x 32 x 81 мм
Устройство дистан-	,	
ционной подачи сигна-		
лов тревоги		

# Требования к окружающей среде

Мониторы МХ	00	
Параметр	Условие	Диапазон
Температур-	Эксплуатация	0–40 °C
ный диапазон		При зарядке аккумулятора,
		при подключении М3002А
		к задней панели или при
		наличии интерфейса
		Smart Hopping: 0–35 °C
	Хранение	-20–60 °C
Диапазон	Эксплуатация	Относительная влажность
влажности		15–95% (без конденсации)
	Хранение	Относительная влажность
		5–95% (без конденсации)
Диапазон	Эксплуатация	-500–3000 м
высот над	Хранение	-500—4600 м
уровнем моря		
Защита		IP21
корпуса		

Пульт дистань	ционного управл	ения 865244
Параметр	<b>У</b> словие	Диапазон
Температур-	Эксплуатация	0–40 °C
ный диапа-	Хранение	-20–60 °C
30H		
Диапазон	Эксплуатация	Относительная влажность
влажности		15–95% (без конденсации)
	Хранение	Относительная влажность
		5–95% (без конденсации)
Диапазон	Эксплуатация	-500–3000 м
высот над	Хранение	-500—4600 м
уровнем		
моря		

Модуль измер	ения тимпаналь	ной температуры 866149
Параметр	Условие	Диапазон
Температур-	Эксплуатация	16–33 °C
ный диапа-	Хранение	-25–55 °C
30H		
Диапазон	Эксплуатация	Относительная влажность
влажности		10–95% (без конденсации)
	Хранение	Относительная влажность
		до 95% (без конденсации)

# Рабочие характеристики

Рабочие харан	стеристики МХ5	00
Характерис-	Потребляемая	<70 Вт сред.
тики сети	мощность	
питания	Напряжение	100–240 B
	сети	
	Ток	1,2-0,5 A
	Частота	50/60 Гц
WXGA	Цветной ЖК-ди	сплей с активной TFT-
(16:10) Дис-	матрицей и экра	ном диагональю 308 мм
плей 12 дюй-	Разрешение	1280 x 800
мов	Частота	59,9 Гц
	обновления	
	экрана	
	Полезный	261,1 x 163,2 mm
	размер экрана	
	Шаг пиксела	$0,204 \times 0,204$
Индикаторы	Сигналы	Красный СИД
	тревоги	(перечеркнутый символ
	отключены	сигналов тревоги)
	Сигналы	Красный/желтый/светло-
	тревоги	синий (голубой) СИД
	Включение/	Зеленый/красный СИД,
	режим	встроенный в кнопку
	ожидания/	включения питания
	ошибка	
	Внешний	Зеленый СИД
	источник	
	питания	
	Аккумулятор	Красный/зеленый/желтый СИД
Звуковые	• Звуковой сигна	л при вводе данных
сигналы	пользователем	·
	• Звуковой сигна	л подсказки
	• Звуковой сигна	л QRS или модулированный
	звуковой сигна	n SpO <sub>2</sub>
	• Четыре различн	ных звуковых сигнала тревоги
	• Подаваемый уд	аленно звуковой сигнал
	тревоги для дру	угих прикроватных
	мониторов, под	дключенных к сети
	• Звуковой сигна	л истечения времени таймера

Рабочие харан	ктеристики МХ5	00
Отображе-	Доступно для	6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с,
ние скоро-	стандартных	50 мм/с с погрешностью
сти кривых	кривых	±5% (гарантируется только
		для встроенных дисплеев)
	Доступно для	6,25 mm/c, 12,5 mm/c, 15 mm/c,
	кривых ЭЭГ и	25 mm/c, 30 mm/c, 50 mm/c
	BIS	с погрешностью ±5%
	ыз	(гарантируется только для
Thouas	Paapaulaula	встроенных дисплеев) 100 числовых значений с
Тренды	Разрешение	
		разрешением:
		• 4 ч при 12 с
		• 24 ч при 1 мин
V	A	• 48 ч при 5 мин
Кривые	Доступные	ЧСС, SpO <sub>2</sub> , PECП, tcpO <sub>2</sub> ,
трендов	параметры	Пульс, Перф, $tcpCO_2$ , $CO_2$ ,
высокого		АД, ДЛА, ЦВД, ВЧД, ЦПД,
разрешения		BIS, НСВ, ДДП, анестетики,
	_	дельта $SpO_2$ , $inO_2$ .
	Разрешение	Выборка данных
		производится с частотой
		4 показания в секунду.
	Скорость	Кривые выводятся со
	обновления	скоростью 3 см/мин.
События	Информация	Условия и время
		срабатывания триггера,
		классификация событий и
		подробный обзор данных
		эпизода.
	Данные	Настраиваемые:
	эпизода	• 4-минутный тренд
		высокого разрешения или
		• 20-минутный числовой
		тренд с разрешением 12 с,
		или
		• 15-секундный фрагмент
		4 кривых с разрешением
		125 показаний в секунду
		(моментальный снимок),
		включая все текущие
		числовые значения,
		сигналы тревоги и сигналы
		о неполадках.
	Емкость	25 или 50 событий в
	(макс.)	течение 8 или 24 часов.

Рабочие харак	теристики МХ5(	00
Сигнал	Системная	Менее 4 секунд.
тревоги	задержка	
	Продолжитель	1, 2, 3 минуты или без
	ность паузы	ограничений, в зависимости
		от конфигурации.
	Продленная	5 или 10 минут
	пауза сигнала	
	тревоги	
Просмотр	Информация	Все сигналы тревоги/
сигналов		сигналы о неполадках,
тревоги		включение/отключение
		основных сигналов тревоги,
		выключение звука сигналов
		тревоги и время подачи.
	Емкость	300 записей.
Часы	Диапазон	С 1 января 1997 г., 00:00 по
реального		31 декабря 2080 г., 23:59.
времени	Погрешность	Менее 4 секунд в сутки
	Время	Без ограничений при
	хранения	питании от сети
		переменного тока; в
		остальных случаях не менее
		48 часов (обычно
		> 72 часов).
Буферная	Время	Без ограничений при
память	хранения	питании от сети
		переменного тока.
		Не менее 8 часов при
		отключении питания.
	Содержимое	Активные настройки,
		тренды, данные пациента,
		отчеты в реальном времени,
		события, обзоры сигналов
		тревоги.

# Рабочие характеристики пульта дистанционного управления 865244

Питание (при отсутствии Две батарейки типа AA подключения к USB-интерфейсу монитора)

# Технические характеристики интерфейса

Технические х	эрэутеристики и	нтерфейса <b>МХ</b> 500
Сеть	арактеристики ин Стандарт	10Base-Т и 100Base-ТХ
Сеть	Стандарт	(IEEE 802.3), автоматичес-
		кое согласование, полный
		и полудуплекс
	Разъем	RJ45 (8-контактный)
	и азвем Изоляция	Основная изоляция
	кидиклоги	(опорное напряжение:
		250 В; испытательное
		напряжение: 1500 В)
Интерфейс	Стандарт	USB 2.0 высокоскорост-
USB	Стандарт	ной
OSB	Разъем	гнездо USB типа А
	Питание	
	титание	Порт низкой мощности,
		мин. 4,4 В; общая нагруз-
		ка на все порты не более 500 мА
	Изоляция	Нет
	кидиклости	Tier
Видеоинтер-	Разъем	DVI-I (цифровой
фейс <sup>а</sup>	1 dobem	одноканальный).
φοπο	Цифровые	Одноканальный интер-
	видеосигналы	фейс TMDS
	элдөөөл нала	Ψονιο
	Сигналы	TTL
	HSYNC/VSYNC	
	Частота верти-	59,9 кГц
	кальной	
	развертки	
	Частота строч-	49,3 кГц
	ной развертки	
	Тактовая часто-	71,0 МГц ±0,5%
	та пикселов	
	Разрешение	VESA 1280 x 800 пиксе-
		лов при 60 Гц, без
		импульсов гашения
		обратного хода

Технические ха	рактеристики ин	терфейса МХ500
Двойной	Стандарт	IEEE 11073-30200
интерфейс	Разъем	RJ45 (8-контактный)
MIB/RS232 <sup>b</sup>	Режим	<ul><li>BCC (переход RxD/ TxD) или</li><li>DCC (прямой RxD/TxD)</li></ul>
	Питание	5 В ±5%, 100 мА (макс.)
	Изоляция	Основная изоляция
		(опорное напряжение:
		250 В; испытательное
		напряжение: 1500 В)
Интерфейс	Разъем	20-контактный разъем
универсаль-		MDR (Mini D-Ribbon),
ной системы		активные разомкнутые и
вызова мед-		замкнутые контакты.
сестры <sup>b</sup>	Контакт	≤100 мА, ≤24 В пост. тока
	Изоляция	Основная изоляция
		(опорное напряжение:
		250 В; испытательное
	_	напряжение: 1500 В)
	Задержка	< (заданная задержка +
14	D	0,5 c)
Интерфейс-	Разъем	Модульный разъем 8Р8С
ная плата Intelli <b>B</b> ridge	Питание	5 В ±5% при 0–100 мА <sup>с</sup>
EC10 <sup>b</sup>	Изоляция	Двойная изоляция (опор-
2010		ное напряжение: 250 В;
		испытательное напряжение: 4000 В)
	Подключение	RS232/LAN
	годино тепле	10202, 27 (1)
Интерфейс Smart	Тип	Внутренний адаптер WMTS
<b>H</b> opping <sup>d</sup>	Технология	Совместимая с сотовой
<b>1,4 ГГц</b> (толь-		инфраструктурой теле-
ко США)		метрической системы
		Philips Cellular Telemetry
	~	System (CTS)
	Частотный	WMTS,
	диапазон	1395–1400 МГц и 1427–1432 МГц
	Метод модуля-	GFSK
	ции	J. 010
	Эффективная	Макс. 10 дБм ERP (9 мВт)
	мощность излу-	( )
	чения	

Технические х	арактеристики ин	ітерфейса <b>МХ50</b> 0
Интерфейс	Тип	Внутренний адаптер ISM
Smart Hopping <sup>d</sup> 2,4 ΓΓц	Технология	Совместимая с сотовой инфраструктурой телеметрической системы Philips Cellular Telemetry System (CTS)
	Частотный диа- пазон Метод модуля- ции Эффективная мощность излу- чения Тип	2,4 ГГц ISM  GFSK  Макс. 18 дБм ERP  (64 мВт)
Беспровод-	I MII	Встроенный адаптер бес-
ной интер- фейс 802.11 <sup>d</sup>		проводной сети
(адаптер бес-	Технология	IEEE 802.11a/b/g/n
проводной	Частотный	Полоса 2,4 ГГц и 5 ГГц
сети)	диапазон США Европа Япония	2,400–2,483 ГГц 5,15–5,35 ГГц 5,72–5,825 ГГц 2,400–2,483 ГГц 5,15–5,35 ГГц 5,470–5,725 ГГц 2,400–2,483 ГГц
	Китай	5,15–5,25 ГГц 5,25–5,35 ГГц 5,470–5,725 ГГц 2,400–2,483 ГГц 5,725–5,85 ГГц
	Метод модуля- ции 802.11b/g/n	<ul><li>DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK)</li><li>OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)</li></ul>
	Метод модуля- ции 802.11a/n	OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
	Полоса пропус-	20/40 МГц (номинально)
	Эффективная мощность излу-чения (ERP), макс.	<ul> <li>• 2,400–2,483 ГГц: 16 дБм (40 мВт)</li> <li>• 5,150–5,725 ГГц: 15 дБм (32 мВт)</li> <li>• 5,745–5,825 ГГц: 13 дБм (20 мВт)</li> </ul>

Технические х	арактеристики ин	нтерфейса MX500
Интерфейс	Тип	Внутренний интерфейс
радиосвязи		SRR
ближнего	Технология	IEEE 802.15.4
действия	Частотный диа-	2,4 ГГц ISM
(SRR) <sup>d</sup>	пазон	(2,400–2,483 ГГц)
	Метод модуля-	DSSS (O-QPSK)
	ции	
	Эффективная	Макс. 0 дБм (1 мВт)
	мощность излу-	
Vauga Bono	чения Разъемы	Purca MCL (paraur)
Канал пере- дачи данных		Выход MSL (патент) 48 В ±10%
измерений	Напряжение	12 Bt
(MSL)	Питание	
(. 132)	Синхронизация	5 В, уровень CMOS, 78,125 кГц (обычно)
	Сигналы ЛВС	Соответствуют стандар-
	Сигналы ЛЬС	ту IEEE 802.3 10-Base-T
	Последователь-	RS-422-совместимы
	ные сигналы	
BLIVOA CHIIVDOI	AMENAL COR SKE/SI	налоговый выход ЭКГ
выход синхро	MILITARE SIXI / AF	талоговый выход Этт
Ofmagundan	Pagrana	(1/4 4)0ўморыў сторооро
Общая инфор-	Разъем	(1/4-дюймовый стереора-
Общая инфор- мация	Разъем	зъем со штырем, коль-
	Изоляция	зъем со штырем, коль- цом, муфтой)
		зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет
мация	Изоляция Ток короткого	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет
мация <b>А</b> налоговый	Изоляция Ток короткого замыкания	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА
мация Аналоговый выход ЭКГ	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА
мация <b>А</b> налоговый	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА
мация Аналоговый выход ЭКГ (кольцо,	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка сме-	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ
Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка смещения изоли-	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА
Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как анало-	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка сме- щения изоли- нии Полоса пропус- кания	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ
Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как аналоговый выход	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка смещения изолинии Полоса пропускания Перепад	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ
мация  Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как аналоговый выход ЭКГ, либо как	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка сме- щения изоли- нии Полоса пропус- кания Перепад выходного	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ
Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как аналоговый выход	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка сме- щения изоли- нии Полоса пропус- кания Перепад выходного напряжения	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ 1–100 Гц ±4 В (мин.)
мация  Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как аналоговый выход ЭКГ, либо как цифровой	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка смещения изолинии Полоса пропускания Перепад выходного напряжения Задержка сиг-	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ
мация  Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как аналоговый выход ЭКГ, либо как цифровой импульсный	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка сме- щения изоли- нии Полоса пропус- кания Перепад выходного напряжения Задержка сиг- нала	зъем со штырем, кольцом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ  1–100 Гц ±4 В (мин.)
мация  Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как аналоговый выход ЭКГ, либо как цифровой импульсный	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка сме- щения изоли- нии Полоса пропус- кания Перепад выходного напряжения Задержка сиг- нала Задержка сиг-	зъем со штырем, коль- цом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ 1–100 Гц ±4 В (мин.)
мация  Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как аналоговый выход ЭКГ, либо как цифровой импульсный	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка смещения изолинии Полоса пропускания Перепад выходного напряжения Задержка сигнала Задержка сигнала	зъем со штырем, кольцом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ  1–100 Гц ±4 В (мин.)
мация  Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как аналоговый выход ЭКГ, либо как цифровой импульсный	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка смещения изолинии Полоса пропускания Перепад выходного напряжения Задержка сигнала Задержка сигнала при использовании	зъем со штырем, кольцом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ  1–100 Гц ±4 В (мин.)
мация  Аналоговый выход ЭКГ (кольцо, штырь) (Кольцо/канал 2 настраивается либо как аналоговый выход ЭКГ, либо как цифровой импульсный	Изоляция Ток короткого замыкания Погрешность усиления Ошибка смещения изолинии Полоса пропускания Перепад выходного напряжения Задержка сигнала Задержка сигнала	зъем со штырем, кольцом, муфтой) Нет <13 мА <15% <150 мВ  1–100 Гц ±4 В (мин.)

технические ха	рактеристики ин	Терфеиса ГТАЗОО
Цифровой	Выходное	<0,4 В при I = -1 мА
импульсный	напряжение	
выход (коль-	низкого уровня	
цо)	Выходное	>2,4 В при I = 1 мА
(Кольцо/	напряжение	
канал 2 настра-	высокого уров-	
ивается либо	ня	
как аналоговый	Длительность	100 мс ±10 мс (активный
выход ЭКГ,	импульса	высокий)
либо как циф-	, Время нараста-	<1 MC
ровой импульс-	ния импульса	
ный выход)	Задержка сиг-	<25 мс
,	нала	
	Задержка сиг-	<35 мс
	нала при	33 mc
	использовании	
	старых версий	
	МИС M3001A <sup>e</sup>	
Paguurauu vi g	истемный интерф	⊾o≍ed
RS232/5 В		реис IEEE 11073-30200
K3Z3Z/3 D	Стандарт	
	Разъем	RJ45 (8-контактный)
	Режим	BCC (переход RxD/TxD)
	Питание	5 B ±5%, 100 мА (макс.)
	Изоляция	Основная изоляция
		(опорное напряжение:
		250 В; испытательное
		напряжение: 1500 В)
Интерфейс	Стандарт	Полноскоростной USB
USB (2 порта)		2.0 (встроенный хост)
	Разъем	Гнездо USB типа A
	Питание	Порт низкой мощности,
		мин. 4,4 В; общая нагруз-
		ка на все порты не более
		500 мА
	Изоляция	Нет
Основное	Разъем	Модульный разъем 6Р6С,
устройство		активные разомкнутые и
вызова мед-		замкнутые контакты
сестры	Контакт	≤100 мA, ≤24 В пост. тока
сестры	Изоляция	
	кирклосту	Основная изоляция
		(опорное напряжение:
		250 В; испытательное
	2	напряжение: 1500 В)
	Задержка	< заданная задержка +
		0,5 c

**Технические характеристики интерфейса МХ500** 

Технические характеристики интерфейса МХ500		
Интерфейс	Разъемы	14-контактный разъем
удаленного		MDR (Mini D Ribbon)
устройства <sup>f</sup>	Входное напря-	18 B ±5%
	жение	
	Входная мощ-	1,8 Вт
	ность	
	Последователь-	RS-422-совместимы
	ные сигналы	
	Звуковые сиг-	Подаются монитором
	налы тревоги	

- а Аппаратный стандарт, опция J15 обеспечивает видеовыход.
- b Дополнительно: см. опции интерфейса.
- с Для снабжения модуля IntelliBridge EC5.
- d Дополнительно: см. опции параметров.
- е Определяются по серийному номеру, начинающемуся с DE227 или DE441, и номеру опции A01.
- f Дополнительно: см. опции интерфейса.

#### Технические характеристики аккумулятора

Аккумуляторы высокой мощности M4605A компании Philips — литий-ионные аккумуляторы напряжением 10,8 В и емкостью 6000 мАч.

- Масса каждого аккумулятора: 490 г.
- Светодиодные индикаторы состояния показывают состояние заряда аккумуляторов.
- Безопасность: соответствие требованиям стандарта UL1642 (принятого лабораторией UL по технике безопасности).
- Электромагнитная совместимость: соответствие требованиям Федеральной комиссии по связи (FCC), применимым к вычислительным устройствам типа В, и требованиям стандартов EN 61000-4-2 и EN 61000-3.
- Стандарт связи: соответствие требованиям спецификации SMBus версии 1.1.

#### Время работы аккумулятора

(нового и полностью заряженного):

- При осуществлении основного мониторинга: 3 часа (установлен оптимальный уровень яркости; МИС подключен; нАД измеряется каждые 15 минут).
- При осуществлении расширенного мониторинга: 2,5 часа (установлен оптимальный уровень яркости; МИС и расширение МИС подключены; нАД измеряется каждые 15 минут; подключены регистратор, модули измерения давления и температуры).

#### Время зарядки аккумулятора

- При выключенном мониторе: 3 часа.
- При работающем мониторе: до 5 часов в зависимости от конфигурации монитора.

## Информация для заказа

Здесь приведена информация для заказа мониторов пациента 866064 (МХ500). См. соответствующие технические данные для получения подробных сведений о заказе многопараметрических измерительных модулей, расширений МИС и сменных модулей.

# Функциональность монитора — опции<sup>1</sup>

Основные функции	866064
Программное обеспечение для отделений общего	H02
профиля (по умолчанию) <sup>а</sup>	
Программное обеспечение для интенсивной	H12
терапии	
Программное обеспечение для ухода за	H22
новорожденными	
Программное обеспечение для анестезиологии	H32
Программное обеспечение для кардиологии	H42
а Проверьте доступность в вашей стране.	

Функции вывода кривых	866064
4 сегмента кривой в режиме реального времени	A04
(по умолчанию)	
6 сегментов кривой в режиме реального времени <sup>а</sup>	A06
8 сегментов кривой в режиме реального времени <sup>а</sup>	A08
а Проверьте доступность в вашей стране.	

# Опции приложений $^2$

Измерительные функции	866064
Поддерживает два дополнительных измерения	M06
давления	
Поддерживает одно дополнительное измерение	M20
SpO <sub>2</sub>	

Клинические комплекты	866064
Пакет настройки	CP0
Расширенные функции ЭКГ	CP2
Визуализация клинических данных	CP3
Расширенные функции подачи сигналов тревоги	CP4
Доступ к информации	CP5

Клинические приложения	866064
Калькулятор лекарств	C05
Базовое наблюдение событий	C06
Расширенное наблюдение событий	C07
Гистограммы параметров	C09

#### Возможность подключения XDS

Опции	866064
Возможность подключения XDS	X00
Клиническая рабочая станция XDS	X30
База данных XDS	X40

# Приложение ProtocolWatch

Приложение ProtocolWatch	866064
Скрининг на тяжелый сепсис	P01
Протокол SSC Sepsis	P02
IntelliVue Guardian EWS	P05

# Опции оборудования

Дополнительное оборудование	866064
Пульт дистанционного управления	E00
Монтажное кроватное крепление	E21
Крепление с возможностью быстрого	E22
отсоединения	
Один литий-ионный аккумулятор	E24
Аппаратное обеспечение	866406
Устройство дистанционной подачи сигналов	A01
тревоги	

## Опции интерфейса

Проводные интерфейсы <sup>а</sup>	866064
Интерфейс MIB/RS232 (2 порта) <sup>b</sup>	J13
Адаптивный дополнительный дисплей	J15
Интерфейс удаленного устройства	J23
Интерфейс USB	J25
Интерфейс универсальной системы вызова	J30
медсестры	
Интерфейсная плата IntelliBridge EC10	J32
Расширенный системный интерфейс	J40

а Проверьте доступность в вашей стране. b Аппаратное обеспечение поддерживает несколько плат данного типа.

 $<sup>^{1}</sup>$  Следует выбрать одну опцию Hxx и одну опцию Axx.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Доступность зависит от выбора опции Hxx.

Беспроводные интерфейсы <sup>а</sup>	866064
Беспроводной интерфейс 802.11	J35
Интерфейс Smart Hopping 1,4 ГГц <sup>b</sup>	J45
Радиосвязь ближнего действия (SRR)	J46
Интерфейс Smart Hopping 2,4 ГГц	J47
а Проверьте доступность в вашей стране. b Только для США	

# Опции параметров

Параметры	Опция
Многопараметрические измерительны	е модули
Многопараметрический измеритель- М30	01A A01, A03 <sup>a</sup>
ный модуль для мониторинга дыха-	или A04 <sup>a</sup>
ния, ЭКГ (вкл. EASI/Hexad), нАД,	
SpO <sub>2</sub> (FAST SpO <sub>2</sub> (A01), Masimo SET	
(A03), технология Nellcor OxiMax	
(А04)) и давления/температуры.	
Дополнительные сведения см. в	
технических данных МИС.	
Дополнительная функция измере-	C06
ния давления/температуры	
Дополнительная функция измерения	C12
давления/температуры и снятия стан-	
дартной ЭКГ в 12 отведениях	
Многопараметрический измеритель- М30	01AL A05
ный модуль для мониторинга дыха-	
ния, ЭКГ (вкл. EASI/Hexad), нАД,	
Masimo rainbow SET SpO <sub>2</sub> и давле-	
ния/температуры.	
Дополнительные сведения см. в	
технических данных МИС.	
Дополнительная функция измере-	C06
ния давления/температуры	
Дополнительная функция измерения	C12
давления/температуры и снятия стан-	
дартной ЭКГ в 12 отведениях	
Многопараметрический измеритель- М30	02A A01,
ный модуль Х2 для мониторинга	A03 <sup>a</sup> ,
дыхания, ЭКГ (вкл. EASI/Hexad),	A04 <sup>а</sup> или
нАД, $SpO_2$ (FAST $SpO_2$ (A01),	A05
Masimo SET (A03), технология Nell-	
cor OxiMax (A04),	
Masimo rainbow SET SpO <sub>2</sub> (A05)) и	
давления/температуры.	
Дополнительные сведения см. в тех-	
нических данных X2.	
Дополнительная функция измере-	C06
ния давления/температуры	

Параметры		Опция
Возможность добавления функции		С14
измерения CO <sub>2</sub> от Respironics <sup>b</sup>		•
Расширения МИС		
Расширение Microstream CO <sub>2</sub>	M3015A	
Дополнительная функция измере-		C06
ния давления/температуры		
Расширение Microstream CO <sub>2</sub>	M3015B	C08
(с функцией комбинированного		
измерения инвазивного давления и		
температуры)		
Гемодинамическое расширение	M3012A	
(с функциями измерения давления,		
температуры и давления/температу-		
ры)		
Дополнительная функция измере-		C05
ния СВ		C403
Дополнительная функция измере-		C10 <sup>a</sup>
ния СВ/НСВ	M3014A	
Расширение для капнографии Дополнительные функции измере-	אדוטנויו	C05
ния давления, давления/температу-		C03
ры и СВ		
Дополнительные функции измере-		C07
ния давления и давления/температу-		<b>.</b>
ры		
Дополнительные функции измере-		C10 <sup>a</sup>
ния давления, давления/температу-		
ры и СВ/НСВ		
Измерительные модули		
Дополнительные сведения см. в техн	ических данны	іх соответ-
ствующих модулей.		
Инвазивное артериальное давление	M1006B <sup>c</sup>	
SO <sub>2</sub>	M1011A	
СВ с дополнительным измерением	M1012A	
НСВ		
Спирометрия	M1014A	
SpO <sub>2</sub> (FAST SpO <sub>2</sub> )	M1020B	A01
SpO <sub>2</sub> (Nellcor OxiMax)	M1020B	A04 <sup>a</sup>
SpO <sub>2</sub> (Masimo SET)	M1020B	A03 <sup>a</sup>
ЭЭГ	M1027A/B	
Температура	M1029A	
BIS	M1034B	
Регистратор с термоматрицей	M1116C	
IntelliBridge EC10	865115	
NMT	865383	
Газоанализатор G7m	866173	

Параметры		Опция
Газоанализаторы		
IntelliVue G1	M1013A	
IntelliVue G5	M1019A	
IntelliVue TcG10 <sup>a</sup>	865298	
а Проверьте доступность в вашей стране. b Не поставляется с опцией A05. c Опция C01 с аналоговым выходным сигналом.		

# Сопутствующие изделия

Сопутствующие изделия	Номер модели
Устройства ввода:	M8024A
Тонкая клавиатура с	M8024A A01
защитной крышкой	
Мышь, проводная	M8024A B01
Трекбол, проводной	M8024A C01
Трекбол, беспроводной	M8024A C02
Трекбол, проводной,	M8024A C03
настольный	
Пульт дистанционного	865244
управления	
Средство поддержки (Support Tool)	M3086A DVD
– Заказывать через InCenter по	
адресу:	
http://www3.medical.philips.com/	
resources/hsg/docs/en-us/custom/	
intellivue_order.asp	
Принадлежности	
Внешнее зарядное устройство для	865432
аккумулятора	
Аккумуляторное расширение Intelli-	865297
Vue (обеспечивает дополнительное	
питание для расширения МИС в	
сочетании с многопараметрическим	
измерительным модулем М3002А	
IntelliVue X2 в отсутствие электро-	
снабжения, например, во время	
транспортировки).	

### Кабели

Длина	Описание	Устройство/ Опция
Кабель	MSL	
0,75 м	Монитор – МИС	M8022A SC1
2 м	Монитор – МИС	M8022A SC2
4 м	Монитор – МИС	M8022A SC4
10 м	Монитор – МИС	M8022A SC6

Длина	Описание	Устройство/
Длина	Описание	Опция
Кабели М	11B/RS232	
1,5 м	Последовательный кабель	M8022A SR2
3,0 м	Последовательный кабель	M8022A SR3
10,0 м	Последовательный кабель	M8022A SR6
15,0 м	Последовательный кабель	M8022A SR7
25,0 м	Последовательный кабель	M8022A SR9
Кабели с	енсорного экрана	
1,5 м	Кабель сенсорного экрана	M8022A TC2
3,0 м	Кабель сенсорного экрана	M8022A TC3
10,0 м	Кабель сенсорного экрана	M8022A TC6
15,0 м	Кабель сенсорного экрана	M8022A TC7
25,0 м	Кабель сенсорного экрана	M8022A TC9
Кабель о	сновного устройства вызова м	<b>едсестры</b>
3,0 м	Стандартный (с обратной	M8022A NS3
	совместимостью) кабель	
	пейджинговой системы вызова	
	медсестры <sup>а</sup>	
10,0 м	Кабель	M8022A NS6
Кабель р	асширенной системы вызова м	иедсестры
3,0 м	Кабель	M8022A NC3
10,0 м	Кабель	M8022A NC6
Кабель в	ыхода ЭКГ	
3,0 м	Стандартный кабель выхода ЭКГ <sup>b</sup>	M8022A SY3
25 м	Удлинительный кабель	M8022A SY9
	синхронизации ЭКГ	
Кабели у	стройства дистанционной	
	игналов тревоги	
1,5 м	Соединительный кабель	M8022A HF2
3,0 м	Соединительный кабель	M8022A HF3
10,0 м	Соединительный кабель	M8022A HF6
15,0 м	Соединительный кабель	M8022A HF7
25,0 м	Соединительный кабель	M8022A HF9
. 0	U 22V2HUMBOTCH BOZZOMOM 6P6C ADVION — 6	002 D221 OM2

- а Один конец заканчивается разъемом 6Р6С, другой без разъема.
- b Оба конца заканчиваются 1/4-дюймовыми штекерами.

#### Сведения о монтаже

По вопросам монтажа оборудования обращайтесь в региональное торговое представительство компании Philips. Дополнительные сведения см. на веб-сайте: http://www.healthcare.philips.com/main/products/patient\_monitoring/products/mounting\_solutions/mounting\_solutions\_homepage.wpd.

#### Документация

Вся документация представлена в формате PDF на DVD-диске с документацией, входящем в комплект поставки оборудования. Кроме того, в комплект поставки каждого заказа входит определенное количество экземпляров инструкции по эксплуатации.

- Инструкция по эксплуатации (печатный вариант)
- На DVD-диске с документацией содержатся:
- Руководство по установке и обслуживанию «Installation and Service Guide» (на английском языке)
- Руководство по настройке «Configuration Guide» (на английском языке)
- Краткие руководства
- Указания по применению
- Таблица совместимости

Скрининг на тяжелый сепсис	P01
Протокол SSC Sepsis	P02
Измерительные опции	
Поддерживает одно дополнительное измерение	M20
SpO <sub>2</sub>	
Опции подключения XDS	
Возможность подключения XDS	X00
Клиническая рабочая станция XDS	X30
База данных XDS	X40
Программное обеспечение	
Обновление до текущей версии ПО	SUL

Опция

Приложение ProtocolWatch

Описание

#### Опции для обновления аппаратного обеспечения — 866374

Опция
J13
J23
J25
J30
J32
J35
J40
J45
J47
J46

а Только для США

# Опции для обновления программного обеспечения — 866364

Описание	Опция
Кривые	
Обновление с 4 до 6 кривых	A06
Обновление с 6 до 8 кривых <sup>а</sup>	A08
Клинические приложения	
Калькулятор лекарств	C05
Базовое наблюдение событий	C06
Расширенное наблюдение событий	C07
Гистограммы параметров	C09
аЭЭГ	C60
Интерфейсы	
Адаптивный дополнительный дисплей	J15

а Проверьте доступность в вашей стране.

# Компания Philips Healthcare входит в корпорацию Royal Philips

#### Как с нами связаться

www.healthcare.philips.com healthcare@philips.com Факс: +31 40 27 64 887

Азия

+49 7031 463 2254

Европа, Ближний Восток, Африка +49 7031 463 2254

Латинская Америка +55 11 2125 0744

Северная Америка +1 425 487 7000 800 285 5585 (бесплатно, только США)

Philips «Здравоохранение» 123022 г. Москва, ул. С. Макеева, 13

Тел.: +7-495-937-9364

+8-800-200-0881 (звонок по России бесплатный)

Факс: +7-495-933-0338 http://www.philips.ru

healthcare.russia@philips.com

# CE<sub>0123</sub>

Монитор 866064 соответствует требованиям Директивы Совета 93/42/EEC от 14 июня 1993 г. (Директива по медицинским устройствам).

# Посетите веб-сайт www.philips.com



© Koninklijke Philips N.V., 2015 г. Все права защищены.

Компания Philips Healthcare оставляет за собой право изменять характеристики оборудования и/или в любое время прекратить производство того или иного изделия без предварительного уведомления или обязательств и не несет ответственности ни за какие последствия использования данного документа.