

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата продажи отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантийный талон

Заполнить! В случае необходимости сделайте копию и отошлите эту копию.

Гарантия

Название модели:

№ товарной накладной:

Идентификационный номер
(если есть):

Дата продажи:

Подпись продавца: _____
/ _____ /

Печать продавца:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

mdh sp. z o.o.
ul. ks. W. Tymienieckiego
22/24
90-349 Łódź, Polska
tel. +48 42 674 83 84

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

**В
РОССИИ:**
ООО «МАЙРА РУ»
111394 Москва, Мартеновская
ул., д.29 Телефон: +7 495 301
44 75

e-mail: info@meyra.ru сайт:

www.meyra.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТАБУРЕТ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ДЛЯ ДУША VSTR0011

Издание 06.14



ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

Табурет для душа является легкой конструкцией, изготовленной из теплого на ощупь полиуретана и алюминия. Ножки табурета регулируются по высоте, что обеспечивает стабильную опору. В сидении есть дополнительные отверстия, позволяющие пациенту держаться, для улучшения равновесия.

Использование:

Применяется при гигиенических процедурах с использованием ванны или душевой кабины. Предназначен для пациентов в тяжелом состоянии, пациентов пожилого возраста. Табурет предоставляет пациенту более безопасное положение, защищает от риска падения. Защита от заражения или промокания ран во время проведения гигиенических процедур.

Табурет может быть использован в условиях стационара и дома.

Противопоказания:

Противопоказания в сидячем положении, отсутствие равновесия, стабилизации. Пациентов с нарушением координации, равновесия и инвалидностью нельзя оставлять без присмотра.

ОБОРУДОВАНИЕ ТАБУРЕТА:

1. Полиуретановые сиденье,
2. Алюминиевый каркас,
3. Телескопическая регулировка высоты,
4. Резиновые наконечники ножек,
5. Отверстия для рук по бокам сиденья,
6. Цвета: серебряный, белый.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (СБОРКА):

Изначально упакованный продукт состоит из отдельных частей. Чтобы собрать табурет, необходимо вставить наконечники ножек в трубки, установленные в сиденье до тех пор, пока телескопический механизм защелкнется (будет слышен характерный щелчок). Помните, чтобы длина ножек была одинаковой. Несимметричная установка длины ножек может привести к падению.



БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Душевой табурет предназначен для использования на ровных, прямых поверхностях.

2. Использование душевого табурета на неровной поверхности (уклон более 5%) может привести к падению и травме.

3. Категорически запрещается вставать на табурет.

4. Максимальная нагрузка на табурет - 100кг.

5. Не использовать табурет в случае обнаружения каких-либо видимых или заметных повреждений (например, трещина на сиденье или ножках), так как это может привести к падению и травме.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Табурет и сиденье протирать влажной тканью.

2. Не используйте острые инструменты для чистки (риск повреждения защитного покрытия).

3. Элементы из пластика очищать с помощью легких моющих средств.

4. Регулярно очищайте подвижные элементы табурета (телескопический механизм блокировки).

Поддержание всех элементов в чистоте имеет важное значение для сохранения продукта в рабочем состоянии. Хранение изделия в течение длительного времени в очень влажном помещении или на открытом воздухе может привести к потере эстетических и функциональных параметров изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Высота: 45-56 см

Ширина: 51 см

Вес: 2,1 кг

Материалы: алюминий, полиуретан, резина.

Серийный номер/ дата производства: на изделие

Долговечность изделия: 5 лет с даты производства

Производитель:

mdh sp. z o.o. / МДХ ООО

ul. Tumienskiego 22/24 / ул. Тыменецкого 22/24

90-349 Łódź Polska / 90-349 Лодз, Польша

tel. 42 674 83 84

fax: 42 636 52 21

www.mdh.pl

www.viteacare.com