



Маска, преобразующая сон.

Forma™

Ротоносовая маска

Ротоносовая маска Forma™ обеспечивает великолепную герметизацию, улучшенный комфорт и еще большую свободу движений благодаря новаторской прослойке FlexiFoam™, активно подстраивающейся под форму лица. Т-образная перемычка в сочетании с хорошо прилегающим силиконовым уплотнителем и поддержкой для подбородка придает упрощенному дизайну корпуса маски дополнительную стабильность и обеспечивает хороший сон. Благодаря удобству использования и великолепной герметизации маска Forma™ задает новый стандарт.

Обеспечьте своим пациентам полноценный сон с ротоносовой маской Fisher & Paykel Healthcare Forma™.

Прослойка FlexiFoam™
и Т-образный корпус
маски




Ротоносовая маска – *Forma*™



Ротоносовая маска *Forma*™ обеспечивает улучшенную герметизацию и более высокий уровень комфорта благодаря сочетанию новаторской прослойки *FlexiFoam*™ с поддержкой для подбородка. Эта модель маски предлагает удобную альтернативу назальной или ротовой вентиляции и поставляется в уже собранном виде, готовом к применению.


УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕННУЮ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЙ, КОМФОРТ И СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ЛЕЧЕНИЯ



Технология *FlexiFit*™

Автоматическая подстройка под форму лица


Прослойка *FlexiFoam*™, в которой применяется технология *FlexiFit*™, позволяет одним движением, без сложных манипуляций, автоматически подстраивать маску под различные формы носа и овалы лица.



Прослойка *FlexiFoam*™

Прослойка с активной подстройкой под форму лица

Прослойка *FlexiFoam*™ позволяет добиться более высокого уровня комфорта благодаря уникальному дизайну легкого, мягкого, обеспечивающего хорошую поддержку пористого материала. Современная технология *FlexiFoam*™ позволяет активно подстраивать маску под естественный контур лица пациентов.



Ремешок *Glider*™

со шнурком для быстрого снятия маски

Скользкий ремешок *Glider*™ со шнурком обеспечивает свободу движений и быстрое снятие маски. Плотность прилегания маски при поворотах головы остается неизменной, что позволяет минимизировать утечку воздуха. Просто потяните шнурок, чтобы снять головное крепление-одним движением.



Поддержка для подбородка с теменным ремешком


Поддержка для подбородка обеспечивает дополнительную фиксацию маски, а также позволяет сохранять герметичность даже при произвольных движениях нижней челюсти во время сна. Наличие теменного ремешка и поддержки для подбородка устраняет потребность в использовании ремешка для подбородка.



T-образный корпус маски

Оптимальная герметизация

T-образная форма корпуса маски позволяет избежать сложной подгонки, сохраняя стабильность крепления, а дополняющая ее поддержка для подбородка позволяет системе *FlexiFit*™ автоматически подстроиться под контур лица.



Усовершенствованный рассеиватель воздуха

Тихий в использовании

Не требует ухода. Эффективная система выпуска воздуха рассеивает поток выдыхаемого воздуха, предотвращая его попадание на спящего партнера, и снижает уровень шума, который может помешать сну.



Матовый силиконовый уплотнитель

Оптимальная герметизация

Благодаря используемой технологии уплотнитель мягко и плавно прилегает к лицу, а матовая фактура обеспечивает оптимальную герметизацию маски.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Маска в сборке с головным креплением, готовая к применению.
- Четыре размера: малый, средний и большой (включено два размера). Сверхбольшой продается отдельно.
- Наглядное руководство по надеванию маски.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА:

400470 малый
400471 средний и большой
400473 сверхбольшой

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ FISHER & PAYKEL HEALTHCARE: