

# Lauf G 500

## КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР

Кислородный концентратор Lauf G 500 предназначен для совместного использования с наркозным аппаратом или аппаратом ИВЛ в больницах, клиниках и реанимационных отделениях. Благодаря компактным размерам Lauf G 500 удобен в использовании и легко перемещается по любому помещению. Оснащен цифровым информационным дисплеем и идеально сочетает в себе небольшие габариты и высокую производительность. Прибор сертифицирован и соответствует всем требованиям Минздрава и Госстандарта РФ по безопасности.

Производительность по потоку кислорода (л/мин): 0–10

Производительность по концентрации кислорода (%):  $93 \pm 3$

Давление кислорода на выходе (МПа): 0,30–0,40

Уровень шума (дБ):  $\leq 60$  Дб

Внутренний ресивер

Световая сигнализация величины концентрации кислорода на выходе

Тревожная сигнализация

ЖК-дисплей

