

# COCOON

## Konvektives Patientenwärmesystem



Das konvektive Patientenwärmesystem Cocoon besteht aus dem mikroprozessor gesteuerten CWS 4000 Wärmegerät und einem umfassenden Sortiment an Cocoon Wärmedecken für einen kontrollierten Erhalt der Patiententemperatur (Normothermie), passend für verschiedene Anwendungen in der Patientenpflege.

Die Ausarbeitung der mikroporigen Decken für die Luftverteilung ermöglicht einen konstanten Luftfluss und somit eine uniforme Verteilung der filtrierten warmen Luft über den Patienten. Die universelle Einlassöffnung mit Fixationsband gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Decke und ermöglicht den Decken ihre warme wohltuende Wirkung zu entfalten („cocooning“).

Der Cocoon CWS 4000 ist leicht, kompakt und anwenderfreundlich-für den Kliniker sowie auch für den Medizintechniker. Die grundlegenden regulatorischen Standards werden übertroffen.



### Temperatur Management System

#### Konvektives Wärmegerät

Mikroprozessor kontrolliert, Anzeige des Filterstatus, digitales Temperatursonden-System, waschbare Schlauchschutzhülle, eingebautes System für Sicherheitsmonitoring, einklappbare Betthalterungen, externer Testanschluss.



#### Elektrisch

Netzspannung	220-240 Vac, 110-120 Vac, 100 Vac
Netzfrequenz	50 / 60 Hz

#### Klassifikation

Geräteschutzklasse gemäss EN 60601-1	Typ BF
Risikoklassifizierung gemäss 93/42/EG	Klasse II b

#### Leistung

Temperatureinstellungen für die durchschnittliche Lufttemperatur am Ende des Einlassschlauches	Umgebungstemperatur, 34°C, 37°C, 40°C, 43°C oder 46°C
Genauigkeit der Temperatur der gewärmten Luft, Ausnahme für die Einstellung Umgebungstemperatur	+/- 2°C unter Verwendung der Schutzhülle für den Schlauch

#### Technisch

Masse	29cm x 22cm x 40cm
Gewicht	6.0kg
Filtertyp / Lebensdauer	Bakteriologischer HEPA Filter 0.2 micron / 1000 Stunden



Care Essentials Pty Ltd  
25 Slevin Street, North Geelong, Victoria, Australia, 3215  
Phone: +61 3 5277 1455 Fax: +61 3 5277 1411  
Email: queries@careessentials.com.au

CE 0805



QPF 058 - Version: 4 - Supersedes: 3

# Patientenwärmedecken für den Einmalgebrauch

COCOON™

## INTRAOPERATIVE DECKEN Latexfrei

Cocoon Patientenwärmesystem liefert eine effektive Temperaturverwaltung mit einem umfassenden Sortiment an Wärmedecken. Die einzigartige mikroskopische Perforation bietet eine ebenmässige Luftverteilung ohne das Risiko eines Rückstandes.


### Modell - CLM 0101

#### Ganzkörper

100 x 195cm

Schlaucheinlass: 1

- Eine Grösse passend für alle Patienten
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern



### Modell - CLM 0102

#### Unterkörper

100 x 120cm

Schlaucheinlass: 1

- Grosszügiges Fixationsband für die Sicherung der Decke über dem Abdomen
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern



### Modell - CLM 0202

#### Sterile Cardiac Blanket

100 x 120cm

Schlaucheinlass - 1

- Steril
- Extralanger Schlaucheinlass hält das Gerät fern vom sterilen Feld
- Grosszügiges Fixationsband für die Sicherung der Decke über dem Abdomen



### Modell - CLM 0103

#### Oberkörper - Arme lateral

100 x 124cm

Schlaucheinlässe: 2

- Grosszügiges Fixationsband für die Sicherung der Decke über dem Abdomen
- Einfache und komfortable Anwendung durch zwei Schlaucheinlassöffnungen
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern




### Modell - CLM 0104

#### Oberkörper - Arme Ausgestreckt

57 x 196cm

Schlaucheinlässe: 2

- Einfache und komfortable Anwendung durch zwei Schlaucheinlassöffnungen
- Sicherung der Decke am Arm sobald in Position mittels Fixationsbänder
- Durchsichtiger Gesichtsschutz hält die Wärme am Kopf
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern
- Grosszügiges Klebeband für die Befestigung der Decke am Torso



### Modell - CLM 0122

#### Röhre für Erwachsene

100 x 217cm

Schlaucheinlass: 1

- Voller chirurgischer Zugang zum Patienten da dieser zwischen zwei röhrenförmigen Sektionen liegt
- Warme Luft wird längs sowie über den Patienten gelenkt
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern



Care Essentials Pty Ltd

25 Slevin Street, North Geelong, Victoria, Australia, 3215

Phone: +61 3 5277 1455 Fax: +61 3 5277 1411

Email: queries@careessentials.com.au

CE 0805



QPF 058 - Version: 4 - Supersedes: 3

# Patientenwärmedecken für den Einmalgebrauch

COCOON™

## PÄDIATRISCHE DECKEN Latexfrei

Cocoon Patientwärmesystem liefert eine effektive Temperaturverwaltung für Kleinkinder und Kinder im medizinischen Umfeld. Die mikroskopische Perforation schützt die Kleinkinder und Kinder.


Modell - **CLM 0105**  
**Pädiatrisch / neonatal**  
87 x 89cm  
Schlaucheinlässe: 2

- Voller chirurgischer Zugang indem der Patient auf dem abgestepten Bereich liegt
- Einfache und komfortable Anwendung durch zwei Schlaucheinlassöffnungen
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern
- Zwei transparente Plastikfolien (für zusätzliche Wärme, falls erforderlich)




Modell - **CLM 0106**  
**Röhre für Kinder**  
117 x 78cm  
Schlaucheinlass: 1

- Voller chirurgischer Zugang zum Patienten da dieser zwischen zwei röhrenförmigen Sektionen liegt
- Warme Luft wird längs sowie über den Patienten gelenkt
- Eine transparente Plastikfolie (für zusätzliche Wärme, falls erforderlich)
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern



Modell - **CLM 0107**  
**Kinder**  
130 x 92cm  
Schlaucheinlässe: 2

- Voller chirurgischer Zugang indem der Patient auf dem abgestepten Bereich liegt
- Einfache und komfortable Anwendung durch zwei Schlaucheinlassöffnungen
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern
- Zwei transparente Plastikfolien (für zusätzliche Wärme, falls erforderlich)



Modell - **CLM 0112**  
**Multifunktionale Röhre**  
100 x 12cm  
Schlaucheinlass: 1

- Voller chirurgischer Zugang indem der Patient neben der röhrenförmigen Decke liegt
- Mittels einer Abdeckung wird die warme Luft entlang sowie über den Patienten verteilt
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern



Modell - **CLM 0115** New  
**Unter dem Körper**  
**Pädiatrisch, Gross**  
100 x 120 cm  
Schlaucheinlass: 1

- Voller chirurgischer Zugang indem der Patient auf der Wärmendecke liegt
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern



Modell - **CLM 0116** New  
**Unter dem Körper**  
**Pädiatrisch, Klein**  
59 x 87cm  
Schlaucheinlass: 1

- Voller chirurgischer Zugang indem der Patient auf der Wärmendecke liegt
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern



Modell - **CLM 0117** New  
**Unterkörper Kinder**  
59 x 87cm  
Schlaucheinlass: 1

- Decke wird über dem Körper angebracht
- Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern



Care Essentials Pty Ltd  
25 Slevin Street, North Geelong, Victoria, Australia, 3215  
Phone: +61 3 5277 1455 Fax: +61 3 5277 1411  
Email: queries@careessentials.com.au

CE 0805

EC REP






QPF 058 - Version: 4 - Supersedes: 3

# Patientenwärmedecken für den Einmalgebrauch

COCOON™

## DECKEN FÜR KARDIOLOGISCHE EINGRIFFE UND SPEZIALITÄTEN Latexfrei

Cocoon liefert spezielle Decken passend für jede Prozedur.

<p>Modell - <b>CLM 0108</b> <b>Kardiologischer Zugang</b> 100 x 195cm Schlaucheinlass: 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfacher Zugang mittels 40cm langem Schlitz vom Hals abwärts über Brust und Abdomen</li> <li>Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern</li> </ul>	 <p>KARDIOLOGISCHER ZUGANG 100 x 195cm CLM 0108</p>
<p>Modell - <b>CLM 0118</b> <b>Abdominaler Zugang</b> 190 x 180cm Schlaucheinlässe: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfacher Zugang durch ausgeschnittene Sektion über Brust und Abdomen</li> <li>Eine Grösse passend für alle Patienten</li> <li>Einfache und komfortable Anwendung durch drei Schlaucheinlassöffnungen</li> <li>Sicherung der Decke am Arm sobald in Position mit Fixationsbändern</li> <li>Grosszügiges Klebeband für die Befestigung der Decke am Torso</li> <li>Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern</li> </ul>	 <p>ABDOMINALER ZUGANG 190 x 180cm CLM 0118</p>
<p>Modell - <b>CLM 0121</b> <b>Multi Zugang</b> 100 x 195cm Schlaucheinlass: 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfacher chirurgischer Zugang durch Zurückfalten einzelner Sektionen der Decke</li> <li>Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern</li> </ul>	 <p>MULTI ZUGANG 100 x 195cm CLM 0121</p>
<p>Modell - <b>CLM 0124</b> <b>Chirurgischer Zugang Arme lateral</b> 100 x 195cm Schlaucheinlass: 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfacher Zugang durch grössere ausgeschnittene Sektion über Brust und Abdomen</li> <li>Eine Grösse passend für alle Patienten</li> <li>Grosszügiges Klebeband um Fenster für die Befestigung der Decke am Torso</li> <li>Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern</li> </ul>	 <p>CHIRURGISCHER ZUGANG ARME LATERAL 100 x 195cm CLM0124</p>
<p>Modell - <b>CLM 0125</b> <sup>New</sup> <b>Lithotomie &amp; Laparoskopie</b> 190 x 180cm Schlaucheinlässe: 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einfacher Zugang durch ausgeschnittene Sektion über Brust und Abdomen und flexible Bewegung der Beine</li> <li>Sicherung der Decke an Arm und Bein sobald in Position mit Fixationsbändern</li> <li>Eine Grösse passend für alle Patienten</li> <li>Grosszügiges Klebeband um Fenster für die Befestigung der Decke am Torso</li> <li>Sicherer Halt der Decke am Schlauch dank universellem Einlass mit Fixationsbändern</li> </ul>	 <p>LITHOTOMIE &amp; LAPAROSKOPIE 190 x 180cm CLM 0125</p>
<p>Modell - <b>CLM 0126</b> <b>Unter dem Körper Erwachsene</b> 206 x 87 cm Schlaucheinlässe: 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unterlage für Erwachsene</li> <li>Abfluss von Flüssigkeiten durch Drainagelöcher</li> <li>Einfachere Patientenpositionierung durch Armschlitz</li> <li>Flexible Platzierung des Schlauches durch vier universelle Schlaucheinlässe (in jeder Ecke)</li> <li>Zusätzliches seitliches Klebeband</li> </ul>	 <p>Unter dem Körper Erwachsene 206 x 87cm CLM 0126</p>
<p>Modell - <b>CLM 0127</b> <sup>New</sup> <b>Unter dem Körper Full Access Erwachsene</b> 206 x 87cm Schlaucheinlässe: 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uneingeschränkter chirurgischer Zugang da Patient auf der Decke liegt</li> <li>Abfluss von Flüssigkeiten durch Drainagelöcher</li> <li>Einfachere Patientenpositionierung durch Armschlitz</li> <li>Flexible Platzierung des Schlauches durch vier universelle Schlaucheinlässe (in jeder Ecke)</li> </ul>	 <p>Unter dem Körper Full Access Erwachsene 206 x 87cm CLM 0127</p>



Care Essentials Pty Ltd  
25 Slevin Street, North Geelong, Victoria, Australia, 3215  
Phone: +61 3 5277 1455 Fax: +61 3 5277 1411  
Email: queries@careessentials.com.au

CE 0805



QPF 058 - Version: 4 - Supersedes: 3