


Наименование: Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких по ТУ 32.50.13-002-2637735-2018: Трубки эндотрахеальные с манжетой.

Назначение: Предназначены для обеспечения беспрепятственного доступа к дыхательным путям пациента; для периодической аспирации и подачи жидкостей и/или газов в легкие и из легких во время анестезии и реанимации.

Информация о потенциальных потребителях: Пользователями являются квалифицированный медицинский персонал медицинских учреждений.



Названия обозначений:

1. Трубка
2. Манжета
3. Нагнетающая трубка
4. Коннектор
5. Пилотный баллон
6. Возвратный клапан
7. Рентгеноконтрастная полоса
8. Угол среза

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок годности – 18 месяцев со дня изготовления;

Срок годности стерильных изделий в индивидуальной упаковке с даты изготовления 5 лет.