


Наименование: Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких по ТУ 32.50.13-002-2637735-2018:

1. Маски ларингеальные силиконовые;
2. Маски ларингеальные ПВХ.

Назначение: Предназначены для обеспечения беспрепятственного доступа к дыхательным путям пациента; для периодической аспирации и подачи жидкостей и/или газов в легкие и из легких во время анестезии и реанимации.

Информация о потенциальных потребителях: Пользователями являются квалифицированный медицинский персонал медицинских учреждений.



Названия обозначений:

1. Трубка
2. Тело маски
3. Коннектор
4. Пилотный баллон
5. Нагнетающая трубка
6. Возвратный клапан

Гарантии изготовителя

— Гарантийный срок годности – 18 месяцев со дня изготовления;

— Срок годности стерильных изделий в индивидуальной упаковке с даты изготовления 5 лет