


**Наименование:** Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких по ТУ 32.50.13-002-2637735-2018: Трубки трахеостомические с манжетой.

**Назначение:** Предназначены для обеспечения беспрепятственного доступа к дыхательным путям пациента; для периодической аспирации и подачи жидкостей и/или газов в легкие и из легких во время анестезии и реанимации.

**Информация о потенциальных потребителях:** Пользователями являются квалифицированный медицинский персонал медицинских учреждений.



**Названия обозначений:**

1. Трубка
2. Манжета
3. Нагнетающая трубка
4. Коннектор
5. Пилотный баллон
6. Возвратный клапан
7. Рентгеноконтрастная полоса
8. Лента

**Гарантии изготовителя**

— Гарантийный срок годности – 18 месяцев со дня изготовления;

— Срок годности стерильных изделий в индивидуальной упаковке с даты изготовления 5 лет.